

ឯកសារជំនួយ
សំរាប់ការធ្វើពោគវិនិច្ឆ័យ
ជំងឺគ្រុនចាញ់



អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ក្រុងហ្សឺណែវ

ឯកសារជំនួយទាំងនេះ គ្រោង និងរៀបចំឡើងដោយ

បណ្ឌិត Lawrence R. Ash, សាស្ត្រាចារ្យ Emeritus នៃផ្នែកជំងឺឆ្លង និងជំងឺត្រូពិក សាលាសុខភាពសាធារណៈ សកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា ឡូសអានដឺឡេស កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ។

បណ្ឌិត Thomas C. Orihel, William Vincent សាស្ត្រាចារ្យនៃផ្នែកជំងឺត្រូពិក សាលាសុខភាពសាធារណៈ និងវេជ្ជសាស្ត្រត្រូពិក សកលវិទ្យាល័យ ទូឡាន ញូវអ៊ីយ៉ែរសេន រដ្ឋស៊ីស៊ីយ៉ាណា សហរដ្ឋអាមេរិក ។

និង វេជ្ជបណ្ឌិត Andra Bosman, Dr. Ellil Renganathan, Dr. Francesco Rio, ផ្នែកជំងឺឆ្លង អង្គការសុខភាព ពិភពលោក ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ។

សេចក្តីផ្តើមអំណរគុណ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកអរគុណធនាគារពិភពលោក ដែលបានគាំទ្រថវិកាសំរាប់ការបង្កើតនូវឯកសារជំនួយទាំងនេះ ។

អរគុណដល់ដៃចំពោះ

អ្នកស្រី Francoise Ardoin (France), Dr. Peter Beales (United Kingdom), Dr. George Berlin (United States of America), Dr. William Collins (United States of America), Professor Mario Coluzzi (Italia), Dr. John Cross (United States of America), Dr. Mark Eberhard (United States of America), Dr. Patricia Holman (United States of America), Dr. Lorenzo Savioli, (WHO, Geneva), Dr. Andrew Spielman (United States of America), and Dr. Peter Trigg (WHO, Geneva).

ការបោះផ្សាយនៅក្នុងភាសាទ្វេភាសា ទិន្នន័យបណ្តាញរបស់ WHO

ឯកសារជំនួយសំរាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ - បោះពុម្ពផ្សាយលើកទី២

- ១. គ្រុនចាញ់ - រោគវិនិច្ឆ័យ ២. ប្លាស្ទូដូម - ស៊ីតូប្លាស្ទ ៣. ប្លាស្ទូដូម - សៀវភៅរូប (atlases) ៤. បច្ចេកទេស និងបែបបទមន្ទីរពិសោធន៍ ៥. មីក្រូទស្សន៍ ៦. សំភារៈបង្រៀន ៧. សៀវភៅអាន

ISBN 92 4 154524 0 (NLM Classification: WC 750)

អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្នាគមន៍សំណើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីផលិតឡើងវិញ ឬ បកប្រែជាផ្នែក ឬទាំងមូលនូវការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួន ។ ការដាក់សំណើ និងការសាកសួរព័ត៌មានត្រូវដាក់ទៅការិយាល័យបោះពុម្ពផ្សាយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ។ ការិយាល័យ រីករាយនឹងផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតអំពីការកែប្រែដែលបានធ្វើឡើងចំពោះអត្ថបទផែនការសំរាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ និងការបោះពុម្ព ជាថ្មី និងការបកប្រែដែលមានរួចហើយ ។

© អង្គការសុខភាពពិភពលោក ២០០០

រាល់ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការការពាររក្សាសិទ្ធិស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃពិធីសារលេខ២ របស់អនុសញ្ញាការរក្សាសិទ្ធិជាសកល ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ។

ការអធិប្បាយអំពីក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់ណាមួយ ឬផលិតផលរបស់ផលិតករនានា មិនមានន័យថា អង្គការសុខភាពពិភពលោកគាំទ្រ ឬផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមហ៊ុន ឬផលិតករនោះ ជាងអ្នកដទៃដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា ហើយមិនបានអធិប្បាយនៅទីនេះ-នោះឡើយ ។ លើកលែងចំពោះការភ្នំច្រឡំ និងការលុបចេញឈ្មោះផលិតផលដែលមានកម្មសិទ្ធិបែងចែកដោយអក្សរធំនៅខាងដើម ។

ទំព័រមុខ: រូបរាងកោសិកា ហ្គាម៉េតូស៊ីត (Gametocytes) របស់ប្លាស្ទូដូម ហ្វាស៊ីស៊ីប៊ីម នៅក្នុងភ្នាសឈាម ក្រាស់ដែលបំពាក់ពណ៌ Giemsa (Giemsa) ។

ទំព័រក្រោយ: រូបរាងមេរោគគ្រុនចាញ់នៅពីក្មេង (Young trophozoite) នៃប្លាស្ទូដូម វីវ៉ាក់ នៅក្នុងភ្នាសឈាមស្តើងដែលបំពាក់ពណ៌ Giemsa (Giemsa) ។

រៀបរៀង និងបង្ហាញឡើងដោយក្រាហ្វិក WHO
បោះពុម្ពនៅប្រទេសបារាំង

បោះពុម្ពដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ ២០០២ ក្រោមចំណងជើងថា "Bench Aids for the Diagnosis of Malaria Infections 2nd Edition"

© អង្គការសុខភាពពិភពលោក ២០០០

អត្តនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានផ្តល់សិទ្ធិបកប្រែជាភាសាខ្មែរដល់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសំណេរជាភាសាខ្មែរ ។

ឯកសារជំនួយទាំងនេះ គ្រោង និងរៀបចំឡើងដោយ

បណ្ឌិត Lawrence R. Ash, សាស្ត្រាចារ្យ Emeritus នៃផ្នែកជំងឺឆ្លង និងជំងឺត្រូពិក សាលាសុខភាពសាធារណៈ សកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា ឡូសអាន់ដឺឡេស កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ។

បណ្ឌិត Thomas C. Orihel, William Vincent សាស្ត្រាចារ្យ នៃផ្នែកជំងឺត្រូពិក សាលាសុខភាពសាធារណៈ និងវេជ្ជ. សាស្ត្រត្រូពិក សកលវិទ្យាល័យឡូយីស ញូវអ៊ែរសេន រដ្ឋឡូយីស៊ីយ៉ាណា សហរដ្ឋអាមេរិក ។

និង វេជ្ជបណ្ឌិត Andra Bosman, Dr. Elil Renganathan, Dr. Francesco Rio, ផ្នែកជំងឺឆ្លង អង្គការសុខភាព ពិភពលោក ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ។

សេចក្តីផ្តើមអំណរគុណ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកអរគុណធនាគារពិភពលោក ដែលបានគាំទ្រថវិកាសំរាប់ការបង្កើតនូវឯកសារជំនួយទាំងនេះ ។

អរគុណដល់ដៃចំពោះ

អ្នកស្រី Francoise Ardoin (France), Dr. Peter Beales (United Kingdom), Dr. George Berlin (United States of America), Dr. William Collins (United States of America), Professor Mario Coluzzi (Italia), Dr. John Cross (United States of America), Dr. Mark Eberhard (United States of America), Dr. Patricia Holman (United States of America), Dr. Lorenzo Savioli, (WHO, Geneva), Dr. Andrew Spielman (United States of America), and Dr. Peter Trigg (WHO, Geneva).

ការបោះផ្សាយនៅក្នុងកាតាឡុក ទិន្នន័យបណ្ណាល័យរបស់ WHO

ឯកសារជំនួយសំរាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ - បោះពុម្ពផ្សាយលើកទី២

- 1. គ្រុនចាញ់ - រោគវិនិច្ឆ័យ 2. ប្លាស្ទូដូម - ស៊ីតូប្លាស្ទ 3. ប្លាស្ទូដូម - សៀវភៅរូប (atlases) 4. បច្ចេកទេស និង បែបបទ មន្ទីរពិសោធន៍ 5. មីក្រូទស្សន៍ 6. សំភារៈបង្រៀន 7. សៀវភៅអាន

ISBN 92 4 154524 0

(NLM Classification: WC 750)

អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្នាក់មន្តីរដំណើរការអនុញ្ញាតិដើម្បីផលិតឡើងវិញ ឬ បកប្រែជាផ្នែក ឬទាំងមូលនូវការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួន ។

ការដាក់សំណើ និងការសាកសួរព័ត៌មានត្រូវដាក់ទៅការិយាល័យបោះពុម្ពផ្សាយអង្គការសុខភាព ពិភពលោក ក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ។

ការិយាល័យ រីករាយនឹងផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតអំពីការកែប្រែដែលបានធ្វើឡើងចំពោះអត្ថបទផែនការសំរាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ និងការបោះពុម្ព ជាថ្មី និងការបកប្រែដែលមានរួចហើយ ។

© អង្គការសុខភាពពិភពលោក 2000

រាល់ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការការពាររក្សាសិទ្ធិស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃពិធីសារលេខ2 របស់អនុសញ្ញាការរក្សាសិទ្ធិជាសកល ។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ។

ការអធិប្បាយអំពីក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់ណាមួយ ឬផលិតផលរបស់ផលិតករនានា មិនមានន័យថា អង្គការសុខភាពពិភពលោកគាំទ្រ ឬផ្តល់អនុសាសន៍ ដល់ក្រុមហ៊ុន ឬផលិតករនោះ ជាងអ្នកដទៃដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា ហើយមិនបានអធិប្បាយនៅទីនេះ-នោះឡើយ ។ លើកលែងចំពោះការភ្នំច្រឡំ និងការលុបចេញឈ្មោះផលិតផលដែលមានកម្មសិទ្ធិបែងចែកដោយអក្សរធំនៅខាងដើម ។

ទំព័រមុខ: រូបរាងកោសិកា ហ្គាម៉េតូស៊ីត (Gametocytes) របស់ប្លាស្ទូដូម ហ្វាស៊ីស៊ីតូម នៅក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់ដែល បំពាក់ពណ៌អិមេសា (Giemsa) ។

ទំព័រក្រោយ: រូបរាងមេរោគគ្រុនចាញ់នៅពិក្ខេង (Young trophozoite) នៃប្លាស្ទូដូម វីវ៉ាក់ នៅក្នុងភ្នាសឈាមស្តើងដែលបំពាក់ពណ៌អិមេសា (Giemsa) ។

រៀបរៀង និងបង្ហាញឡើងដោយក្រាហ្វិក WHO.

បោះពុម្ពនៅប្រទេសបារាំង ។

សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងមួយឆ្នាំៗ មានមនុស្សទូទាំងពិភពលោកប្រហែលជា៣០០-៥០០ លាននាក់កើតជំងឺគ្រុនចាញ់ ហើយជាងមួយលាននាក់ដែលភាគច្រើន ជាកូនក្មេងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះ។ ករណីភាគច្រើនកើតមានឡើង នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។ ជំងឺគ្រុនចាញ់ គឺបណ្តាលមកពីពូកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលមានកោសិកាតែមួយ (Protozoan parasites) នៃពូកប្លាស្មូដ្យូម (Plasmodium) ដែលមាន ៤ ប្រភេទ សំខាន់ៗសំរាប់មនុស្ស : ប្លាស្មូដ្យូម (P. falciparum) (ដែលបង្ក ជាជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ និងហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ ភាគច្រើន) ប្លា.វីវ៉ាក់ (P. vivax) ប្លា.អូវ៉ាល់ (P. ovale) និង ប្លា.ម៉ាឡារីយ៉ា (P. malaria)។ ពូកប៉ារ៉ាស៊ីតវាយលុក និងបំផ្លាញគ្រាប់ ឈាមក្រហម និងអាចប៉ះពាល់ ដល់សរីរាង្គសំខាន់ៗ រួមទាំងខួរក្បាល : ភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយពូកប្លាស្មូដ្យូម គឺដោយគ្រុនចាញ់ខួរក្បាល។

ឯកសារជំនួយសំរាប់រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់នេះ មានបង្ហាញរូបភាព ពីមីក្រូទស្សន៍-ដោយមានអត្ថបទពន្យល់បង្ហាញនូវប្រភេទផ្សេងៗ និង ទំរង់រូបរាងរបស់ជំងឺគ្រុនចាញ់លើមនុស្សនៅក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់ និង ស្បែក។ មានការពិពណ៌នាពី ប្លាស្មូដ្យូម, ប្លា.វីវ៉ាក់, ប្លា.អូវ៉ាល់ និង ប្លា.ម៉ាឡារីយ៉ា ក៏ដូចជាការណែនាំលើការរៀបចំ និងប្រើប្រាស់សារធាតុ សូលុយស្យុងរក្សាលំនឹងអាស៊ីតនិងពណ៌។ រូបភាពពីមីក្រូទស្សន៍ទាំងអស់ គឺនៅក្នុងកំលាំងពង្រីក x1000 និងបំពាក់ដោយ ពណ៌រ៉ូម៉ាណូស្គី (Romanowsky) បង្ហាញនូវរូបផ្សេងៗរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីត ជំងឺគ្រុនចាញ់។ របៀបភ្ជាប់ និងបំពាក់ពណ៌ខុសៗគ្នា បណ្តាលអោយមានការប្រែប្រួល ខ្លាំងនៃការបំពាក់ពណ៌ភ្នាសឈាម។ ជាលទ្ធផលផ្ទាំងខាងក្រោយនៃ ភ្នាស និងសរីរៈនានា នឹងខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីកញ្ចក់ឈាមមួយទៅកញ្ចក់ ឈាមមួយ។ ប៉ារ៉ាស៊ីតនៅក្នុងរូបមីក្រូទស្សន៍របស់ភ្នាសឈាមក្រាស់ ហាក់មិនសូវច្បាស់ដូចនៅក្នុងភ្នាសឈាមស្បែក: ភ្នាសឈាមក្រាស់មាន ស្រទាប់កោសិកាមួយចំនួន ដែលធ្វើអោយវាមានការពិបាកនិងផ្តោតទៅ លើស្រទាប់ផ្សេងៗនោះ។

ឯកសារជំនួយទាំងនេះ មានគោលបំណងជួយដល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុង បន្ទប់ពិសោធន៍ ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ ដោយការពិនិត្យមីក្រូទស្សន៍ទៅលើកញ្ចក់ឈាម។ តែវាក៏នឹងមាន ប្រយោជន៍ផងដែរព្រោះជាឯកសារជំនួយសំរាប់ការបង្រៀន។ បុគ្គលិក សុខាភិបាលដែលមានបទពិសោធន៍ អាចជាញឹកញាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

ជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅតាមសភាពខាងក្រៅ និងអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺ។ តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យគេត្រូវតែពិនិត្យ ឈាមរបស់អ្នកជំងឺ: ការពិនិត្យមីក្រូទស្សន៍លើភ្នាសឈាមក្រាស់ និង ស្បែកគួរតែរៀបចំឡើង។ ភ្នាសឈាមក្រាស់ជាទូទៅអាចអោយ អ្នកមីក្រូទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ កំណត់បាននូវប្រភេទរបស់ ប្លាស្មូដ្យូមតែនៅពេលណាដែលមានការសង្ស័យគេត្រូវពិនិត្យឈាមស្បែក ដើម្បីបញ្ជាក់នូវអត្តសញ្ញាណ។ រោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវគឺជាការសំខាន់ ដោយហេតុថា ការព្យាបាលប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទមេរោគ។ ការភ័ន្ត ច្រឡំក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអាចនឹងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺ ជាពិសេសគឺពូក ប្លាស្មូដ្យូម។

ការបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីមុនរបស់ឯកសារជំនួយ (ឯកសារជំនួយសំរាប់ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់) ដែលបោះពុម្ពដោយ WHO ក្នុងឆ្នាំ 1998 មានរួមបញ្ចូលរូបគំនូរបង្ហាញពណ៌ធម្មជាតិនៃតំណាក់កាលផ្សេងៗ របស់វដ្តជីវិតរបស់ប្លាស្មូដ្យូមទាំង៤ ប្រភេទ ដែលបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់លើ មនុស្ស។ នៅក្នុងការចេញផ្សាយលើកនេះយើងជំនួសរូបគំនូរបង្ហាញ ទាំងនោះ ដោយរូបភាពពណ៌ធម្មជាតិរបស់មីក្រូទស្សន៍ដែលផ្តល់នូវរូប តំណាងកាន់តែត្រឹមត្រូវនូវ តំណាក់កាលទាំងនេះ។ គេបានបន្ថែម គោលការណ៍ណែនាំពីជីវៈ សុវត្ថិភាពសំរាប់ការរៀបចំគំរូឈាមដោយ មើលឃើញនូវការកើនឡើងនូវអាំងស៊ីដង់នៃជីវលាកច្រើម និងការឆ្លង មេរោគអេដស៍។

វដ្តជីវិត និងរោគវិនិច្ឆ័យ

ជំងឺគ្រុនចាញ់ចំលងឡើងដោយមូលដែកគោលញី។ មានមូលដែកគោល ប្រហែលជា 70ប្រភេទក្នុងចំណោម 420ប្រភេទ នៅជុំវិញពិភពលោក គឺជាវិទ្យុនៃជំងឺគ្រុនចាញ់លើមនុស្សដែលក្នុងនោះមានប្រហែលជា 40 ប្រភេទដែលទទួលខុសត្រូវខ្លាំង។ មូលដែកមេរោគគ្រុនចាញ់នៅពេលវា ខាំមនុស្សម្នាក់ ដែលក្នុងឈាមរបស់គេមានមេរោគគ្រុនចាញ់ក្នុងទំរង់ បន្តពូជជានិ (Gametocytes)។ ហ្គាម៉ែតូស៊ីតញី ធំៗ (Female macrogametocytes) និងហ្គាម៉ែតូស៊ីតឈ្មោលតូចៗ (Male microgametocytes) ដែលមូលដែកចូលរបៀបនេះក្លាយជាហ្គាម៉ែតូទុំនៅក្នុង ពោះវៀនរបស់មូល។ ការបង្កជីវិត (Fertilization) របស់ហ្គាម៉ែតូញី (Macrogametes) ដោយហ្គាម៉ែត ឈ្មោល (Microgametes) អោយ ផលជាពងដែលមានចលនា (Motile zygote) (Ookinete) ដែលទៅ តោងនៅលើជញ្ជាំងពោះវៀន ហើយវិវឌ្ឍទៅជាអូស៊ូស៊ីស (Oocyst)។ ការបំបែកកោសិកាមិនមែនដោយការបន្តពូជនៅក្នុងខ្លួន Oocyst បង្កើត


បានជាស្ត្រីសូអ៊ីត (Sporozoites) ជាច្រើនប្រហែលជា 10000 ដែលមានរាងជាចម្លើងវែងៗ ដែលនឹងត្រូវបញ្ចេញទៅក្រៅនៅពេលដែលអ្នកអូស៊ីសបែក ហើយស្ត្រីសូអ៊ីតទាំងនោះធ្វើដំណើរតាមចន្លោះនានានៅក្នុងខ្លួនម្តងហើយទៅកកកុញ នៅក្នុងក្រពេញទឹកមាត់របស់ម្តង។ នៅពេលដែលម្តងដេកគោលញីនេះខាំបីតឈាមនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតពួកស្ត្រីសូអ៊ីតក៏ចាក់ចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់មនុស្សដែលម្តងខាំ។ ចរន្តឈាមក៏នាំពួកវា (ស្ត្រីសូអ៊ីត) ទៅកាន់ធ្វើមធ្យមទៅក្នុងកោសិកាធ្វើមដែលនៅក្នុងនោះវាកើតទៅជាស្តីហ្សូង អ៊ិចសូ-អេរីត្រូស៊ីទិក (Exo-erythrocytic-schizonts) ។

វគ្គបំបែងខ្លួន ក៏បានធ្វើការបន្ត ដែលជាទូទៅមានរយៈពេលចន្លោះពី 5^{1/2} ទៅ 15 ថ្ងៃ អាស្រ័យទៅលើប្រភេទរបស់ប្រូសូដូម។ នៅទីបញ្ចប់នៃពេលនេះ ស្តីហ្សូងទុំក៏បែក បញ្ចេញនូវមេរូហ្សូអ៊ីតរាប់ពាន់ (ដល់ 30.000 ចំពោះពួកប្រូសូដូមហ្សូលស្តីប៊ីរ៉ូម) ទៅក្នុងចរន្តឈាម។ ចំពោះជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយពួកប្រូសូដូមវីវ៉ាក់ និង ប្រូ.អូរ៉ាល់ យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ត្រីសូអ៊ីតខ្លះមិនអភិវឌ្ឍភ្លាមៗទៅជាស្តីហ្សូងឡើយ។ វាដេកសំងំនៅក្នុងកោសិកាធ្វើម រាប់ខែ។ ដរាបណាទំរង់ដេកសំងំនេះ ហ៊ីបណូ-ហ្សូអ៊ីត (Hypnozoites) - មិនបានកំចាត់ដោយនៅក្នុងកោសិកាធ្វើមដោយប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ណាមួយជាក់លាក់ទេនោះ ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកវានៅពេលក្រោយមកនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការលាបជំងឺដែលគេឃើញមាននៅលើពួកប្រូ. វីវ៉ាក់ និង ប្រូ. អូរ៉ាល់។ ដោយហេតុថាពួកប្រូ.ហ្សូលស្តីប៊ីរ៉ូម និង ប្រូ. ម៉ាឡារីយ៉ា មិនបង្កើត Hypnozoites ទេនោះ វាមិនបង្កការលាបទេ តែវាអាចមានការឈឺធ្ងន់ ឡើងវិញ (Recrudescence) បណ្តាលមកពីទំរង់អេរីត្រូស៊ីទិក ។

នៅក្នុងចរន្តឈាម ពួកមេរូហ្សូអ៊ីតវាយលុកចូលទៅក្នុងកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមដែលនៅទីនោះ អេម្នីក្លូប៊ីន ផ្តល់នូវសារជាតិចិញ្ចឹមសំរាប់ការលូតលាស់របស់វាទៅជាត្រូហ្សូសូអ៊ីត (Trophozoites) ។ ពួកត្រូហ្សូសូអ៊ីតក្នុងៗ គេស្គាល់វាថា មានរូបរាងដូចចិញ្ចៀន។ Trophozoites លូតលាស់ទៅជាស្តីហ្សូង ក្នុងរយៈពេលតំណាក់កាល អេរីត្រូស៊ីទិក (កោសិកាឈាមក្រហម) និងផលិតនូវពណ៌ជំងឺ គ្រុនចាញ់ដែលជាលទ្ធផលនៃមេតាបូលីស (Metabolism) ។ ការបន្តពូជ នៅក្នុងតំណាក់កាលនេះ គឺការបំបែកខ្លួនដោយមិនតាមភេទ (Erythrocytic schizogony) ។ ក្រោយពីការបំបែកខ្លួនមួយរយៈមក ស្តីហ្សូងទុំនិមួយៗ ជាទូទៅផុកមេរូហ្សូអ៊ីត 6-24 (ប្រែប្រួលពី 6-40) អាស្រ័យទៅលើប្រភេទប្រូសូដូម។ ការបំបែកគ្រាប់ឈាមក្រហម ដែលមានមេរោគបញ្ចេញនូវពួកមេរូហ្សូអ៊ីតទាំងអស់នោះទៅក្នុងចរន្តឈាម ដែលនៅទីនោះវាបង្ករោគលើកោសិកាឈាមក្រហមផ្សេងៗទៀត និង ចាប់ផ្តើមវដ្តអេរីត្រូស៊ីទិកថ្មីទៀត។ ការធ្វើឡើងជាដដែលៗនៃវដ្តនេះ នាំអោយមានការកើនឡើងនូវចំនួនប៉ារ៉ាស៊ីតនៅក្នុងឈាម។ ក្រោយពីប៉ុន្មានជំនួននៃការបង្កើនមេរោគ នៅក្នុងគ្រាប់ឈាមក្រហម (Erythrocytic schizogony) មកមេរូហ្សូអ៊ីតមួយចំនួន បំលែងខ្លួនទៅជាមីក្រូហ្សូម៉ែតូស៊ីត និងម៉ាត្រូហ្សូម៉ែតូស៊ីតដែលនៅពេលដែលត្រូវបីត ដោយម្តងដេកគោលញី នៅពេលវាជញ្ជក់ឈាមបាននាំអោយកើត មានវដ្តមួយផ្សេងទៀតនៃការចំលងជំងឺគ្រុនចាញ់។

វដ្តជីវិតនៃស៊ីតូគ្រូនចាញ់


រូបនេះផលិតឡើងវិញ ដោយមានការកែសំរួលតិចតួច បានមកពី ការសិក្សាជាសារាវដ្តនៃជីវិតគ្រូនចាញ់ របស់ Bruce-Chwatt ទីក្រុងឡុងដ៍ Arnold 1993 ដោយមានការអនុញ្ញាត ពី H.M. Gilles និង D.A. Warrel, eds ។




ត្រូហ្វូសូអ៊ីត ហ្វាស៊ីស៊ីតូមនេវ៉ាតូស្តាសឈាមស្តើង




ត្រូហ្វូសូអ៊ីត: មេរុសូអ៊ីតវាយលុកគោលិកាឈាមក្រហមគ្រប់វ័យទាំងអស់។ ត្រូហ្វូសូអ៊ីតនៃ ប្លាស្ទូដូមហ្វាស៊ីស៊ីតូមតូចជាង ប្រភេទមេរោគ គ្រុនចាញ់មនុស្សផ្សេងទៀតច្រើនតែមានរាងកោងស្តើង មានសិក្ខុប្លាសពណ៌ខៀវ មានវ៉ាគុយអូលមួយ និងចំណុចត្រូម៉ាទីនក្រហមច្បាស់មួយ (a-e) ។ គោលិកាក្រហមដែលឆ្លងរោគមានចំនុចត្រូម៉ាទីនពីរ (c,e) និងការឈ្លានពានជាច្រើនទៅលើគោលិកាក្រហម (f,h) គឺជាលក្ខណៈដែលគេឃើញ ញឹកញាប់ចំពោះការឆ្លងរោគនេះ ។ គោលិកាក្រហមដែលឆ្លងរោគមិនរីកធំឡើយ ។ ប៉ារ៉ាស៊ីតដែលនៅតែម្តងគោលិកាក្រហម គេហៅថាជាទម្រង់ "ស្អិត" (Accolé or appliqué forms) (d) :



ការស្គាល់ទម្រង់ទាំងនេះមានប្រយោជន៍សំរាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ជួនកាល ទម្រង់ទាំងនេះឃ្លាតចេញខ្លាំងធ្វើអោយមួយចំណែកនៃប៉ារ៉ាស៊ីតសន្លឹក ហួសពីតែមេរោគ (f,g) ។ ខ្លែង Maurer ឃើញមានយឺតនៅក្នុង ការឆ្លងដោយ ប្លាស្ទូដូមហ្វាស៊ីស៊ីតូម ជាងឆ្លង Schuffner ក្នុងការឆ្លងដោយ ប្លាស្ទូដូមវិវាត។ ខ្លែង Maurer (f,g) ឃើញមាន នៅក្នុងគោលិកាក្រហមដែលមានផុត ត្រូហ្វូសូអ៊ីត ចាស់ៗ ហើយចាប់ពណ៌ច្បាស់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន អាស៊ីតកាឡាំង (pH 7.2-7.6) ។ ត្រូហ្វូសូអ៊ីត កំពុងលូតលាស់ និង ទុំ មិនសូវឃើញនៅក្នុងឧស្ម័នឈាមនៅចុងដៃឡើយ លុះណាតែជម្ងឺធ្ងន់ ហើយកំរិតប៉ារ៉ាស៊ីត ក្នុងឈាមច្រើន ។ យូរៗម្តង គេឃើញមានបណ្តុំពណ៌នៅក្នុងស៊ីតូប្លាសរបស់ប្រូណុយឡូស៊ីត ។



ស្តីហ្សូន: កំរឃើញក្នុងឈាមចុងសរសៃ លើកលែងតែមានមេរោគច្រើន។ ស្តីហ្សូនទុំមានសភាពហាប់ មូល ជាទូទៅមាន មេរុសូអ៊ីតពី ១៦-២៤ (ប្រែប្រួលពី ៨-៤០) (i,j) ។



ពណ៌ក្នុងស្លឹកប្រៃជាទូទៅរលាយទៅជាដុំមួយឬពីរ ហើយអាចនៅគ្រប់កន្លែង ក្នុងគោលិកាក្រហមដែលឆ្លងរោគ (i,j)

ហ្គាម៉េតូស៊ីត៖ ដំបូងវាមានរូបរាងមូល គ្មានពណ៌ និង វ៉ាកុយអូល ។ ពេលពេញវ័យ វាក្លាយជាវាងជាស្នូល (k,l) ហើយវិវត្តទៅ ជាវាងផ្ទៃចេក ឬ វាងសាច់ក្រកដែលមូលខាងចុង (m,o) ។ គេអាចឃើញភ្នាសគោលិកាក្រហម ពេលហ្គាម៉េតូស៊ីតពេញវ័យ (n ព្រួញ) ។ ក្នុងហ្គាម៉េតូស៊ីតធំៗ ស៊ីតូប្លាស្ទាចាប់ពណ៌ខៀវ ហើយក្រម៉ាទីនប្រមូលផ្តុំគ្នាជាដុំពណ៌ស្វាយ (m,n) កំណរពណ៌ដូចជាមានលក្ខណៈផ្តុំ ជាងហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចៗ ហើយមានរាង ជាក្រាស៊ីលមិនរាបស្មើ ឬ រាងស៊ីឡាំង នៅកណ្តាលប៉ារ៉ាស៊ីត ។ ស៊ីតូប្លាស្ទារបស់ ហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចៗ ច្រើនមានពណ៌ស្វាយផ្កាឈូក ហើយកំណពណ៌មាន លក្ខណៈរាយប៉ាយ (o) ក្រាស៊ីលពណ៌នៅរាយប៉ាយ ជាង ហ្គាម៉េតូស៊ីតធំៗ ។ ជួនកាល ហ្គាម៉េតូស៊ីតអាចមានរាងប្លែកៗ (p) ។

ប្រសាទអស់មួយជីវិត

ពពួកប្រសាទអស់មួយជីវិត គឺដើរតួសំខាន់បំផុតក្នុងចំណោមប្រភេទទាំង 4 ដែលបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់មនុស្ស ។ របាយរបស់វាកើតក្នុងតំបន់ ត្រូពិក និង ក្បែរត្រូពិកនៃពិភពលោក ជាពិសេសអាហ្វ្រិក និងអាស៊ី ។ នៅតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក វាទទួលខុសត្រូវស្ទើរតែគ្រប់ជំងឺ គ្រុនចាញ់ដែលគេបានកត់ត្រាទុក និងដោយរួមជាមួយជំងឺកញ្ជិល កង្វះអាហារូបត្ថម្ភជំងឺរាគ និងជំងឺរលាកសួតផង មេរោគនេះទទួល ខុសត្រូវភាគច្រើននៃករណីស្លាប់នៅលើកូនក្មេង ។ នៅក្នុងតំបន់ដែល មានជំងឺគ្រុនចាញ់ខ្លាំង ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចនឹងមានភាពស្លេកស្លាំង ធ្ងន់ធ្ងរ ។ ជំងឺគ្រុនចាញ់ជាមូលហេតុសំខាន់នៃការស្លាប់របស់កូនក្នុងផ្ទៃ ។ នៅតំបន់ដែលមានការចំលងជំងឺទាប រាល់ក្រុមអាយុទាំងអស់ប្រឈម នឹងគ្រោះថ្នាក់ ហើយជួនកាលការរាតត្បាតនៃប្រសាទអស់មួយជីវិត បានសំលាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ។ នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវបង្ក រោគដោយប្រសាទអស់មួយជីវិត វាត្រូវការ 7-27 (ជាមធ្យម 12) ថ្ងៃសំរាប់អោយរោគសញ្ញាដំបូងលេចចេញឡើង (រយៈពេលសំងំ) ។ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺ ខ្វះភាពស៊ាំ ការបង្ករោគអាច នឹងអភិវឌ្ឍទៅជាទំរង់ ស្រួចស្រាវរបង្កអោយមានការខូចខាតខួរក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ (ជំងឺគ្រុន- ចាញ់ ខួរក្បាល) និងសិរិរាងដ៏ទៃ ទៀត ។ ជំងឺគ្រុនចាញ់ ខួរក្បាលស្តែង ឡើងដោយការសន្តប់ ដែលអាច នឹងនាំអោយស្លាប់ ។ អ្នកជំងឺខ្លះ ដែល បានជាពីជំងឺគ្រុនចាញ់ខួរក្បាល អាចនឹងមានផលវិបាក ប៉ះពាល់ស៊ែ

ប្រសាទអស់មួយជីវិត ។ ដោយហេតុថា គ្មានទំរង់សំងំ ចំពោះការបង្ក រោគដោយពួកប្រសាទអស់មួយជីវិតទេនោះ គឺមានប៉ារ៉ាស៊ីតតែមួយ ជំនាន់ប៉ុណ្ណោះ ដែលកើតមានឡើងតែការឈឺធ្ងន់សារឡើងវិញ អាចមាន ដល់មួយឆ្នាំក្រោយ ។ នៅក្នុងភ្នាសឈាមអ្នកមើលមីក្រូទស្សន៍ ជាទូទៅមើលឃើញតែ ត្រូហ្គូហ្សូអ៊ីតក្មេងៗប៉ុណ្ណោះ (រាងជាចិញ្ចៀន) ។ គេអាចមើលឃើញ ពួកហ្គាម៉េតូស៊ីតផងដែរ ។ ពួកត្រូហ្គូស្សូអ៊ីត និង ស្លឹកប្រៃដែលទុំជាងគេ ពូននៅឆ្ងាយ (ដាច់តែវ៉ា) នៅក្នុងសិរិរាងរបស់ មនុស្ស ។ តាមពិតទៅ នៅពេលដែលគេឃើញពួកស្លឹកប្រៃនៅក្នុងភ្នាសឈាមជាទូទៅវាជា សញ្ញាថាការបង្ករោគធ្ងន់ធ្ងរ និង បានឈានដល់ តំណាក់កាលស្លាប់របស់ ។ ជួនកាលអ្នកមីក្រូទស្សន៍នឹងមើលឃើញ គ្រាប់ ឬ ដុំពណ៌ (Pigment) (អេម៉ូក្លូប៊ីន ដែលរលាយហើយ) ដែលផលិតឡើងដោយប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺ គ្រុនចាញ់ នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ កោសិកាដែលជាអ្នកកំទេចប៉ារ៉ាស៊ីត ជំងឺគ្រុនចាញ់ទុំៗ (h) ។ នៅក្នុងភ្នាសឈាមខ្លះ គេមើលឃើញតែ ហ្គាម៉េតូស៊ីតប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នកជំងឺដែលមានតែហ្គាម៉េតូស៊ីតចល័តនៅក្នុង ចរន្តឈាមអាចមិនមាន រោគសញ្ញានៃជំងឺ តែនៅតែអាចចំលងរោគ ទៅមូសដែកគោលដែលខាំពួកគេ ។ វដ្តនៅក្នុងកោសិកាឈាមរបស់ ប្រសាទអស់មួយជីវិតមានរយៈពេលប្រហែលជា 48 ម៉ោង (គឺថាវាកើតមានឡើង

រៀបរយថ្ងៃ ទី៣) បើទោះជាគេអាចឃើញមានចន្លោះពេលខ្លីជាងនេះក៏ដោយ ។

បញ្ហានានាក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ: ប្រសិនបើមានតែទម្រង់ចិញ្ចៀន 2-3 ដែលគេឃើញនៅក្នុងភ្នាសឈាមទេនោះ អាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការបែងចែកពីប្រភេទផ្សេងៗទៀតនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ ។ វត្តមាននៃចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ទម្រង់ចិញ្ចៀននៅពេលដែល អវត្តមាននៃតំណក់កាល

ផ្សេងៗទៀត បង្ហាញពីការបង្ករោគដោយ ប្លាស្ទិកដូមូមហ្វូលីស៊ីតូម ។ ទម្រង់ស្ថិតជាប់ និងការបង្ករោគ លើគ្រាប់ឈាមក្រហមច្រើន និងកាន់តែពង្រឹងរោគវិនិច្ឆ័យ ។ គេមើលមិនឃើញ ហ្គាម៉ាតូស៊ីតទេនៅតំណក់ដំបូងរបស់ជំងឺ ដូចនេះអវត្តមានរបស់វានៅក្នុងភ្នាសឈាមមិនគួរទាត់ចោលរោគវិនិច្ឆ័យ ប្លាស្ទិកដូមូមហ្វូលីស៊ីតទេឡើយ ។ ជួនកាលគេមើលឃើញហ្គាម៉ាតូស៊ីតតែនៅផ្នែកខាងខ្ទប់របស់ភ្នាសឈាមប៉ុណ្ណោះ ។

រៀបចំសូលុយស្យុងរក្សាលំនឹងអាស៊ីតសំរាប់ការបំពាក់ពណ៌

សូលុយស្យុងរក្សាលំនឹងអាស៊ីត ធ្វើពីហ្វូស្វាត ត្រូវឆ្លងតុល្យភាពអោយត្រូវនឹង pH 7.2 គឺសំខាន់សំរាប់ការបំពាក់ពណ៌ Giemsa នៃប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់ ។

ការរៀបចំសូលុយស្យុងសំរាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

1. រំលាយ ឌីស្ទ្រីប្រូម អ៊ីដ្រូសែន ហ្វូស្វាត ស្នូត 1.0ក្រ (Na₂HPO₄) និងប៊ូតាស្យូម ឌីអ៊ីដ្រូសែន ហ្វូស្វាត (KH₂PO₄) 0.7ក្រ នៅក្នុងទឹកប៊ិត ឬទឹកដែលដកអ៊ីយ៉ុងចេញ 1000ម.ល។ ទឹកភ្លៀងដែលច្រោះ ឬក៏ទឹកម៉ាស៊ីន ក៏អាចប្រើបានដែរ ប្រសិនបើមិនមានទឹកណាផ្សេង ។
2. ពិនិត្យមើល pH ដោយម៉ែត្រ pH ឬដោយអាំងឌីកាទ័រពណ៌-បាស
3. ប្រសិនបើ pH ទាបជាង 7.2 ចូរថែមសូលុយស្យុង Na₂HPO₄ 2% បន្តិច ។ ប្រសិនបើវាលើ 7.2 ចូរថែមសូលុយស្យុង KH₂PO₄ 2% បន្តិច ។
4. នៅពេល pH មានលំនឹង 7.2 ហើយចូររក្សាសូលុយស្យុងនេះ នៅក្នុងដបចុកឆ្នុកជិតយកល្អដបពណ៌ខ្មៅ នៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់កុំអោយចំកំដៅថ្ងៃដោយផ្ទាល់ ។

សូលុយស្យុងនេះវានៅល្អបំផុតប្រសិនបើអាទិភាព តែត្រូវពិនិត្យមើលជាទៀងទាត់ដើម្បីធានាថាមិនដុះផ្សិត ឬកករ ។ ការនេះអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការក្រឡុកសូលុយស្យុង ហើយបើមានកករ ចូរចោះវាចោល ។

រៀបចំសូលុយស្យុងកំហាប់ស្តុកទុក (មានប្រយោជន៍សំរាប់ការធ្វើដំណើរចុះទៅដល់ទីកន្លែង ឬបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងៗ)

1. រំលាយ ឌីស្ទ្រីប្រូម អ៊ីដ្រូសែន ហ្វូស្វាត ស្នូត 3.0ក្រ (Na₂HPO₄) និងប៊ូតាស្យូម ឌីអ៊ីដ្រូសែន ហ្វូស្វាត (KH₂PO₄) 2.1ក្រ នៅក្នុង ទឹកប៊ិត ឬទឹកដែលដកអ៊ីយ៉ុងចេញ 250ម.ល ។
2. ប្រសិនបើ pH ទាបជាង 7.2 ចូរថែមសូលុយស្យុង Na₂HPO₄ 2% បន្តិច ។ ប្រសិនបើវាលើ 7.2 ចូរថែមសូលុយស្យុង KH₂PO₄ 2% បន្តិច ។
3. រក្សាទុកនៅក្នុងដបបង្កិត ឆ្ងាយពីពន្លឺផ្ទាល់របស់ព្រះអាទិត្យ សូលុយស្យុងនេះវានៅល្អបំផុតប្រសិនបើអាទិភាព ។
4. ដើម្បីផ្សំសូលុយស្យុងសំរាប់ធ្វើការ ចូរលាយកំហាប់នេះ 1ម.ល ជាមួយនឹងទឹកប៊ិត ឬទឹកដកអ៊ីយ៉ុងចេញ 20ម.ល ។

រៀបចំកញ្ចប់ដែលនឹងរួចជាស្រេច

អំបិលហ្វូស្វាតទាំងពីរ អាចនឹងឆ្លងទុកជាស្រេច ហើយដាក់ជាមួយគ្នានៅក្នុងបំពង់ ឬដបចុកយ៉ាងជិត និងមានដាក់ស្លាកយ៉ាងច្បាស់ ឬនៅក្នុងស្បោងប្លាស្ទិកដែលអ៊ីតយ៉ាងស្អាតរក្សាទុកនៅក្នុងក្រឡដែលមានតំបន់បិទ ។ ដើម្បីធ្វើសូលុយស្យុង ចូរបន្ថែម ទឹកប៊ិតឬទឹកដែលដកអ៊ីយ៉ុងចេញ ចំនួន 1លីត្រទៅក្នុងក្រឡីផ្សំ និងតំរូវ pH ស្មើ 7.2 ។


គ្រាប់ថ្នាំរក្សាលំនឹងអាស៊ីត

គ្រាប់ថ្នាំដែលផលិតនូវសូលុយស្យុងដែលមាន pH 7.2 នៅពេលដែលរលាយគឺមានជាស្រេចពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំភារៈបរិក្ខារមន្ទីរ ពិសោធន៍តែវារាងថ្លៃបន្តិច ។

ឆ្លាស់ដូមប្រាណស៊ីធីនីមនោក្នុងក្លាស្តរយោមក្រាស់




ទំរង់ចិញ្ចៀន (a-c) ជាទូទៅតូច ច្រើន មានស៊ីតូប្លាស្តស្តើង ។ ទំរង់ចិញ្ចៀន និង ក្បៀស ឧស្សាហ៍ឃើញតែពួកទំរង់ចិញ្ចៀនចាស់ៗមានស៊ីតូប្លាស្តច្រើនជាង (a) ។ គេឧស្សាហ៍ឃើញទំរង់ចិញ្ចៀនដែលមានក្រម៉ាទីន២ ។ វត្តមានដីច្រើនរបស់ទំរង់ ហើយអវត្តមានរបស់ទំរង់ផ្សេងទៀតជាលក្ខណៈសំរាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមេរោគប្រភេទនេះ (c) ។



ក្នុងជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ គេអាចឃើញស្លឹកប្រុងតូចៗ (d ព្រួញ) ដែលមានមេរ័សូអ៊ីតពី ១៦-២៤ នៅផ្ទៃផ្កាជុំវិញកំណរពណ៌ខ្មៅតូចៗ (d) ក៏មានវត្តមានច្រើនរបស់ទំរង់ចិញ្ចៀន (e) ជួនកាលឃើញមានហ្គាម៉េតូស៊ីត ដោយអវត្តមានទំរង់ចិញ្ចៀន (f)



ហ្គាម៉េតូស៊ីត ទំរង់ផ្លែចេក និង សាច់ក្រក (g,h) ដែលជួនកាលគេហៅថាចំណិតខែ ងាយនឹងសំគាល់ណាស់ ។ ប៉ុន្តែបើមានការខូចខាត ឬមានបញ្ហាពេល ធ្វើកញ្ចក់ឈាម អាចពិបាកសំគាល់ហ្គាម៉េតូស៊ីត (i ព្រួញ) បើសិនជាគ្មានទំរង់ចិញ្ចៀន ។



ក្នុងការឆ្លងរួមរវាង ប្តាសូដូមហ្សាល់ស៊ីប៉ារូម និង វីរ៉ាក់ (μ) គេឃើញហ្គាម៉េតូស៊ីត និង ទំរង់ចិញ្ចៀនរបស់ប្តាសូដូមហ្សាល់ស៊ីប៉ារូម ជាមួយត្រូហ្សូសូអ៊ីតរបស់ប្តាសូដូមវីរ៉ាក់ (j ព្រួញ) ។ ក្នុង (k) គេឃើញមានទំរង់ចិញ្ចៀន និង ហ្គាម៉េតូស៊ីតជាមួយត្រូហ្សូសូអ៊ីតធំ របស់វីរ៉ាក់ (ព្រួញ) ក្នុង (l) មាន ហ្គាម៉េតូស៊ីតមួយ ជាមួយត្រូហ្សូសូអ៊ីតមួយរបស់វីរ៉ាក់(ព្រួញ)

ការប្រើប្រាស់ក្រាស់ និងស្លើងលើកញ្ចក់ឈាមតែមួយ

សំរាប់ការងារមីក្រូស្កូបស្រាវជ្រាវ ក្រាស់ឈាមស្លើង និងក្រាស់ ធ្វើឡើងនៅលើកញ្ចក់ឈាមតែមួយ ។ ក្រាស់ឈាមស្លើងប្រើសំរាប់សរសេរឈ្មោះ តែបើប្រើបច្ចេកទេស វាក៏អាចប្រើសំរាប់បញ្ជាក់ប្រភេទ ប្រាក់ស៊ីតដែរ ។ ការពិនិត្យគួរតែត្រូវធ្វើឡើងនៅលើក្រាស់ឈាមក្រាស់ ។

ត្រូវមានវត្ថុទាំងនេះសំរាប់រៀបចំក្រាស់ឈាម: កញ្ចក់ឈាមស្អាត និងខ្ទប់ ប្រដាប់ជួសឈាមរំងាប់ មេរោគ អេតាណុលនិងទឹក 70% សំឡីជក់ទឹក ស្រោមដៃវះកាត់ ស្បែកសំឡី គ្មានជាតិសីឡុង ស្អាត ប្រអប់កញ្ចក់ឈាម (ឬមានគំរូការពាររុយ និងចូលី) ស្បៀវភៅ ឬទំរង់សំរាប់កាត់ត្រា ខ្មៅដៃសំណាម បិទសរសេរ ។

1. កាន់ចុងដៃខាងឆ្វេងរបស់អ្នកជម្ងឺ ដោយដាក់បាតដៃឡើងលើ ជ្រើសយកម្រាមទីបី រាប់ពីមេដៃ ។ (មេដើមអាចប្រើបានសំរាប់កូនក្មេង ។ មិនត្រូវប្រើមេដៃឡើយសំរាប់មនុស្សធំ ឬ កូនក្មេង) ។ សំអាត ម្រាមដៃដោយសំឡីដែលឆ្លើយដោយអាល់កុល 70% ប្រើទំរង់ដៃអោយខ្លាំងដើម្បី សំអាតជាតិខ្លាញ់ និង ភាពកខ្វក់ចេញពីចុងម្រាមដៃ ។

សំងូតម្រាមដៃដោយក្រណាត់ស្បែកស្អាត ដោយសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំរុញចរន្តឈាមរត់ ។

2. ចាក់ចុងម្រាមដៃដោយមូលជួសឈាមដែលរំងាប់មេរោគ ដោយប្រើសកម្មភាពចុចយ៉ាង រហស៍ ។ សង្កត់ម្រាមដៃថ្មីដើម្បីបញ្ចេញតំណក់ឈាមដំបូង ហើយដូតវាចេញដោយសំឡី ស្អាត ។ ចូរអោយ ច្បាស់ថាមិនមានសសៃសំឡីនៅជាប់នៅលើម្រាមដៃ ដែលក្រោយមកនឹង លាយឡំជាមួយនិងឈាម ។

3. ធ្វើការយ៉ាងរហស៍បំផុត ហើយកាន់កញ្ចក់ឈាមតែនៅលើតែមរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះ ចូរប្រមូលឈាម ដូចតទៅនេះ ។


សង្កត់ថ្មីទៅលើម្រាមដៃ ហើយប្រមូលយកឈាមតែមួយតំណក់តូច ទំហំប្រហែលប៉ុណ្ណោះ ● នៅចំ ចំណុចកណ្តាលរបស់កញ្ចក់ឈាម ។ វាសំរាប់ក្រាស់ឈាមស្លើង ។

សង្កត់បន្តទៀត ដើម្បីអោយចេញឈាមកាន់តែច្រើន ហើយយកឈាមពីរបីតំណក់ធំ ជាងមុនបន្តិច ប្រហែលទំហំប៉ុណ្ណោះ ● នៅលើកញ្ចក់ឈាម នៅប្រហែល 1 ស.ម ពីតំណក់មុន ដែលសំរាប់ធ្វើក្រាស់ ឈាមស្លើង (ចូរមើលគំនូររូបភ្នំ) ។ វាសំរាប់ក្រាស់ឈាមក្រាស់ ។




ដូចគោលនូវឈាមដែលនៅសល់ ចេញពីម្រាមដៃ ជាមួយនឹងសំឡី ។

4. ភ្នាសឈាមស្តើង ដោយប្រើកញ្ចក់ស្អាតមួយទៀតសំរាប់ធ្វើជា "ប្រដាប់ពាស" ដោយដាក់កញ្ចក់ដែលមានតំណក់ឈាមនៅលើរាបស្មើ រួចប៉ះជាតំណក់តូចដោយប្រដាប់ពាស ហើយទុកអោយឈាមវាវត់តាមតែមកញ្ចក់។ ចូររុញប្រដាប់ពាសតាមបណ្តោយកញ្ចក់ឈាម ដោយរក្សាប្រដាប់អោយស្ថិតក្នុងមុំ 45° ។ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា អោយប្រដាប់ពាស នៅតែប៉ះ ជាមួយនឹងផ្ទៃកញ្ចក់ នៅគ្រប់ពេលដែលកំពុងពាសឈាម ។




5. ភ្នាសឈាមក្រាស់ ជានិច្ចជាកាល ចូរកាន់តែមកញ្ចក់ឈាម ឬជ្រុងណាមួយ ដើម្បីធ្វើភ្នាសឈាមដូចតទៅនេះ ។

ប្រើជ្រុងមួយរបស់ប្រដាប់ពាស ភ្ជាប់តំណក់ឈាមនានាយ៉ាងរហ័ស ហើយពាសវា ដើម្បីធ្វើជាភ្នាសឈាមក្រាស់ ។ មិនត្រូវកូរឈាមខ្លាំងពេកទេ តែអាចពាសជាវាងរង្វង់ ឬចតុកោណ ដោយចលនា 3 ទៅ 6ដង ។ ភ្នាសឈាមក្រាស់រាងជារង្វង់ គួរតែមានបន្ទាត់ផ្ចិតប្រហែលជា 1ស.ម (1/3 អ៊ីញ) ។




6. ដាក់ឈ្មោះភ្នាសឈាមស្តើងដែលស្ងួត ដោយប្រើខ្មៅដៃសំណែន់ សរសេរឈ្មោះអ្នកជំងឺ ឬលេខ និងថ្ងៃខែ កាត់លើកន្លែងដែលក្រាស់ជាងគេ របស់ភ្នាសឈាមស្តើង ។ ចូរកុំប្រើបិទ ដាក់ឈ្មោះកញ្ចក់ឈាម ។ ទុកអោយភ្នាសឈាមក្រាស់ស្ងួត ជាមួយនឹងកញ្ចក់ឈាម នៅក្នុង ស្ថានភាពផ្ទៃកញ្ចក់រាបស្មើ ការពាររុយ ផូលី និងកំដៅខ្លាំង ។




7. ខ្ទប់កញ្ចក់ឈាមដែលស្ងួតនៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នកជំងឺ ហើយបញ្ជូនវាទៅបន្ទប់ពិសោធន៍យ៉ាងឆាប់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

8. កញ្ចក់ទី2 ដែលប្រើសំរាប់ពាសឈាម ឥឡូវនេះអាចប្រើវាសំរាប់អ្នកជំងឺបន្ទាប់ និងកញ្ចក់ស្អាតមួយទៀតដែលយកចេញពីកញ្ចប់ នឹងត្រូវប្រើជាប្រដាប់ពាស ។


ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងភ្នាសឈាមស្តើង




ត្រួហ្សូសូអ៊ីត: មេរុំសូអ៊ីតលុកលុយគោលិកាក្រហមក្មេងៗ ។ គោលិកាក្រហមរីកធំ ជាទូទៅជាង ៥០% (ទំហំប្រហែលនឹងគោលិកាស) ហើយអាចប្រែប្រួល ពីមូល ទៅ ពងក្រពើ។ ត្រួហ្សូសូអ៊ីតក្មេងៗ (ទំរង់ចិញ្ចៀន) មានទំហំប្រហែល១/៣នៃគោលិកាស វាមានចំនុចក្រហមចំនួនមួយ និងមានស៊ីតូប្លាស្តស្តើងពណ៌ខៀវ (a-d) ។ ជួនកាលអាចមានចំនុចក្រហមទី២ ។ ត្រួហ្សូសូអ៊ីតក្មេងៗកំពុងលូតលាស់មានស៊ីតូប្លាស្តច្រើនជាង



ហើយជាទូទៅមិនរាបស្មើ រាងដូចអាមីប (e) ។ ត្រូហ្វូសូអ៊ីតចាស់ៗ ឡើងធំ រាងដូចអាមីប ហើយអាចនៅពេញគោលិកាក្រហម (f-h) ។ បណ្តុំក្រុមម៉ាទីនធំហាប់ចំនុចពណ៌រាយប៉ាយពេញស៊ីតូប្លាស្ទ សឹងតែជានិច្ចកាល ឃើញមានវ៉ាគុយអូលច្បាស់ (h) ។ ត្រូហ្វូសូអ៊ីតពេញវ័យ អាចពិបាកពិបាកពិបាកម៉ែតូស៊ីត (h, m) ។ ក្នុងកញ្ចក់ឈាមដែលធ្វើបានត្រឹមត្រូវ គេអាចឃើញមាន ចំនុច Schuffner នៅក្នុងគោលិកាក្រហមដែលមានត្រូហ្វូសូអ៊ីតក្មេងៗ (e-g) ហើយកំរឃើញទំរង់មុននេះ (d)



ស្តីបន្ទុះ: នៅដំណាក់កាលដំបូង វាធំ ហើយមានរាងដូចអាមីប ។ ក្រុមម៉ាទីនចែកជាដុំមិនរាបស្មើ មានមេរុសូអ៊ីតពី ១៤-២០ (ប្រែប្រួលពី ១២-២៤) (i-h) ។ ចំពោះស្តីបន្ទុះពេញវ័យមានចំនុចពណ៌មួយឬពីរនៅកណ្តាលបណ្តុំមេរុសូអ៊ីត (i) ។ មេរុសូអ៊ីតនីមួយៗ មានចំនុចក្រុមម៉ាទីនព័ទ្ធដោយបណ្តុំស៊ីតូប្លាស្ទតូចមួយ (i) ។ ស្តីបន្ទុះពេញវ័យជាទូទៅនៅពេញគោលិកាក្រហមដែលរីកធំ (k,l) ។ ឃើញមានខ្លែង Schuffner នៅក្នុងគោលិកាដែលឆ្លងរោគ (k) ។



ហ្គ្រាមម៉ែតូស៊ីត: ប៉ារ៉ាស៊ីតមានរាងមូលទៅពងក្រពើ តែមរាបស្មើ (m-p) ។ ហ្គ្រាមម៉ែតូស៊ីតធំៗ (m, n) មានទំហំធំ ពណ៌ខៀវ និងមានដុំក្រុមម៉ាទីនតូច និងហាប់។ មានចំនុចពណ៌ត្នោតនៅពាសពេញស៊ីតូប្លាស្ទ ហើយគ្មានវ៉ាគុយអូលទេ។ ប៉ារ៉ាស៊ីតពេញវ័យស្ទើរតែនៅពេញគោលិកាក្រហមដែលរីកធំ (m, n) ដំណាក់កាលនេះពិបាកពិបាកជាមួយ ត្រូហ្វូសូអ៊ីតពេញវ័យ (h) ។ ហ្គ្រាមម៉ែតូស៊ីតតូចៗ (o, p) មានដុំក្រុមម៉ាទីនធំពណ៌ផ្កា ល្អក និងស៊ីតូប្លាស្ទពណ៌ខៀវខ្ចី ទៅផ្កាល្អក ឬបៃតងខ្ចី ហើយមានរាយប៉ាយទៅដោយចំនុចពណ៌ខ្មៅ ។

ញូស្តូដូមវិវាត់

ញូស្តូដូមវិវាត់កើតឡើងនៅពេលពេញតំបន់ត្រូពិក និងក្បែរ ត្រូពិក ហើយក៏ជាប្រភេទដែលច្រើនជាងគេ នៅក្នុងតំបន់ អាកាសធាតុមធ្យម។ វាមានតិចតួចបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខាងលិច។ រយៈពេលសំងំជាទូទៅគឺ 13 - 17 ថ្ងៃ បើទោះជាមានពូជខ្លះអាច មានរយៈពេលសំងំយូររហូតដល់ 6-12 ខែក៏ដោយ។ លក្ខណៈ សំខាន់ មួយរបស់ប្រភេទនេះ គឺវត្តមាន និងភាពស្ថិតនៅយូរនៃ តំណាក់កាល អិចសូអេរីត្រូស៊ីទិក (Hypnozoites) នៅក្នុងធ្មើម ដែលអាចបង្កអោយមាន ការលាប់ជំងឺម្តង ហើយម្តងទៀត ក្នុង រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ វដ្តនៃមេរោគនៅក្នុងគ្រាប់ឈាម ជាទូទៅ មានរយៈពេល 48 ម៉ោង ហើយរាល់តំណាក់កាលលក្ខណៈរូប

ទាំងអស់របស់ត្រូហ្វូស្តូអ៊ីត ស្តីហ្សុង និង ហ្គាម៉េតូស៊ីត អាចនឹង មើលឃើញ នៅក្នុងឈាមបរិមណ្ឌល។

បញ្ហារោគវិនិច្ឆ័យ: ប្រសិនបើមានតែទំរង់ចិញ្ចៀន 2-3 ប៉ុណ្ណោះ ដែលមើលឃើញនៅក្នុងភ្នាសឈាម រោគវិនិច្ឆ័យគឺពិបាកណាស់។ វាប្រហែលជាចាំបាច់ធ្វើការពិនិត្យកញ្ចក់ឈាមអោយបានម៉ត់ចត់ ដើម្បីរកមើលទំរង់នៃតំណាក់កាលដទៃទៀត និង ដើម្បីរកមើល ចំណុចស្តូហ្វណឺ (Schüffner's stippling)។ ប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវ ពិនិត្យ ភ្នាសឈាមក្រាស់ ដើម្បីរក បន្ថែមទៀតនូវពួកប៉ារ៉ាស៊ីត។ គួរតែចងចាំថា នៅក្នុងភ្នាសក្រាស់តាមតែមួយជុំវិញភ្នាសវាអាច នឹងមិនបែកល្អ ហើយ "ខ្មោច" កោសិកាឈាមក្រហមអាចបង្ហាញ ជាសរីរៈនានា ក៏ដូចជាសញ្ញានៃចំណុចអុចៗ (Plate 5 f)។

សុវត្ថិភាពវិវាត់សាស្ត្រ ក្នុងការចាត់ចែងឈាមគំរូពិបាកជំងឺ

ភាពប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលបុគ្គលិកបច្ចេកទេសជួបប្រទះនៅ ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ គ្រប់មន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់គួរតែធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំ ថ្នាក់ជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាព ឬគេប្រហែលជាមានគោលការណ៍ណែនាំ ដែលរៀបចំឡើងនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់។ គោលការណ៍ណែនាំមួយ ចំនួនក៏មានពី WHO ដែរ រួមមានសុវត្ថិភាពក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ថែទាំសុខភាព គោលការណ៍ណែនាំអំពីការរំងាប់មេរោគ និងវិធី សំលាប់មេរោគដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹង វីរុស HIV បោះពុម្ព ផ្សាយលើកទី2 គោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រសំរាប់ មន្ទីរពិសោធន៍ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការងារស្រាវជ្រាវជាមួយ HIV និងការការពារការចម្លង HIVនៅក្នុងអាការសុខាភិបាល (មើល ផ្នែក " អានថែមទៀត")។

ភាពប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ចំបងចំពោះបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ដៃ លប្រមូលឈាម គឺការចម្លងរោគតាមដៃ និងភ្នាសស្បែករបស់ ភ្នែក ច្រមុះ និង មាត់ ដោយឈាមដែលមានមេរោគ។ ការចម្លង រោគរបៀបនេះ កើតមានឡើងដោយការជ្រៀតចូលតាមរយៈ របួសដែលបណ្តាលមកពីការមុតរបស់ស្រូច និង ដោយកំពប់ ឬខ្នាតវត្តិភាគ។ គោលការណ៍ណែនាំដែលគេផ្តល់អោយមាន សង្ខេបការអនុវត្ត និងបែបបទដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរក្សា គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះអោយស្ថិតក្នុងកំរិតអប្បបរមា។


រាល់ឈាមគំរូទាំងអស់ត្រូវតែចាត់ទុកថាអាចចម្លងរោគបាន។ ជំងឺឆ្លងតាមឈាមពីរ ដែលសំខាន់ក្នុងបណ្តាជំងឺនានាគឺជំងឺរលាក ធ្មើម (ភាគច្រើនបង្កឡើងដោយវីរុសរលាកធ្មើមប្រភេទ B និង C) និង HIV/AIDS។ នៅពេលប្រមូលឈាមគំរូសំរាប់ធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ ត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី សុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រ។

1. រាល់អ្នកធ្វើការក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ត្រូវតែមានការបណ្តុះ បណ្តាលសមស្របទាំងភារកិច្ចដែលគេធ្វើ និងរាល់ទិដ្ឋភាពនៃ ការងារមន្ទីរពិសោធន៍។
2. និតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារត្រូវតែសរសេរអោយច្បាស់ ដែលគ្រប់ ដល្ហប់នូវរាល់តំណាក់កាលទាំងអស់នៃបែបបទដែលត្រូវធ្វើ។
3. ពាក់អាវមន្ទីរពិសោធន៍ ឬឯកសណ្ឋាន ពេលនៅក្នុង មន្ទីរពិសោធន៍។ ដោះសំលៀកបំពាក់ការពារនេះចេញមុននឹង ចាកចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍។
4. ពាក់ស្រោមដៃនៅពេលបូម និងកាន់ឈាមសំរាប់វិភាគ។


5. កុំប៉ះភ្នែក ច្រមុះ ឬក៏កន្លែងភ្លាសស្បែកដែលនៅខាងក្រៅដីទេឡើយ ឬស្បែករបស់អ្នក ជាមួយនឹងដៃដែលពាក់ស្រោមអោយសោះ ។
6. កុំចាក់ចេញពីទឹកក្នុងធ្វើការ ឬដើរខាងក្រៅមន្ទីរពិសោធន៍ដោយពាក់ស្រោមដៃអោយសោះ ។
7. បោះស្រោមដៃចោលនៅពេលណាដែលអ្នកគិតថាវាបានឆ្លងមេរោគហើយ ចូរលាងដៃរបស់អ្នក ហើយពាក់ស្រោមដៃថ្មី ។
8. លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកភ្លាមៗក្រោយពីការចំលងណាមួយ និងក្រោយពីការងារបានចប់សព្វគ្រប់ ។ បើពាក់ស្រោមដៃចូរលាងដៃអ្នកជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹក ក្រោយពីដោះស្រោមដៃចេញ ។
9. របួសបណ្តាលមកពីមុត ដាច់រលាត់ និងការចំលងរោគតាមស្បែក ដោយកំពប់ ឬខ្នាតឈាមលើត្រូវតែលាងសំអាតដោយសាប៊ូ និង ទឹក ។ ទុកអោយឈាមហូរចេញពីរបួស ។

10. រាល់ការកំពប់ ដោយគ្រោះថ្នាក់ និង បើក ឬការប្រឈមទៅនឹងវត្ថុវិភាគដែលមានឆ្លងរោគ ត្រូវតែរាយការណ៍បន្ទាន់ទៅអ្នកអភិបាលមន្ទីរពិសោធន៍ ហើយគេគួរតែប្រកាន់យកនូវសកម្មភាពសមស្រប ដើម្បីបង្ការកុំអោយកើតមានឡើយ ។
11. ដាក់ប្រដាប់ជួសឈាមដែលប្រើរួចហើយទៅក្នុងប្រអប់ដែលចាក់មិនធូះ ។
12. រំងាប់មេរោគផ្ទៃដែលធ្វើការងារ នៅពេលដែលដំណើរការបានចប់សព្វគ្រប់ និងនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃធ្វើការងារនីមួយៗ ។ ថ្នាំរំងាប់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធិភាព គឺសូលុយស្យុងអ៊ីដ្រូក្លរីតដែលមានកំហាប់ក្លរីន 0.1% ។
13. មិនត្រូវញ៉ាំ ផឹក ឬដក់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ។
14. ការចេញចូលមន្ទីរពិសោធន៍ គឺសំរាប់តែបុគ្គលិកដែលមានការអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះ ។

ឆ្លាស់ដូមូមវិចារីកំ នៅក្នុងក្រាមសរសៃរាងកាយ




ទំរង់ចិញ្ចៀន (a-c) និង មួយមានចំនុចក្រូម៉ាទីន២ (c ព្រួញ) មានទំហំខុសគ្នា និង មានចំនុចក្រូម៉ាទីនពណ៌ក្រហមច្បាស់ និងមានក្រូម៉ាទីនខៀវខ្ចីក្នុងចំនួនប្រែប្រួល ។ ទំរង់ចិញ្ចៀនធំៗជាងនៅក្នុងឆ្លាស់ដូមូមហាល់ស៊ីប៊ែរីម ជាទូទៅមិនមានរង្វង់ស៊ីតូប្លាស្ទពណ៌ខៀវពេញលេញទេ ។ ត្រូហ្គូសូអ៊ីតក្នុងៗ (b, c) ឃើញនៅក្នុងខ្លោងគោលិកាក្រហម ។




ត្រូហ្គូសូអ៊ីត (d-f) របស់ប្រភេទច្រើនអាចមានចំនួន និងទំហំប្រែប្រួល ។ ស៊ីតូប្លាស្តស្រអាប់ជាង និង ក្រាស់ជាង (d, e) ដែលឃើញនៅក្នុងខ្លោងគោលិកាក្រហមដែលមានសរីរៈរាងអាមីប និងមានស៊ីតូប្លាស្តមិនរាបស្មើ (f) ។ ខ្លែង Schuffner ឃើញច្បាស់នៅក្នុងគោលិកាក្រហម ។

ក្រហមដែលឆ្លងរោគ (f) ។ គេក៏ឃើញមានហ្គាម៉េតូស៊ីតមួយដែរ (f ព្រួញ) ។ ត្រូហ្គូសូអ៊ីតធំៗ មានលក្ខណៈហាក់បាត់ពណ៌ខ្លាំង ហើយមានចំនុចពណ៌រាយប៉ាយ ដែលអាចច្រឡំជាមួយហ្គាម៉េតូស៊ីតធំៗ ។



ស្តីហ្គូងពេញវ័យ (i) និង មិនទាន់ពេញវ័យ (g, h) ជាទូទៅមានទំហំធំ ហើយមានក្នុងចំនួនតិចទៅមធ្យម ។ ស្តីហ្គូងពេញវ័យ ជាទូទៅមានមេរុស្តូអ៊ីត ពី ១៦-២៤ និង មានដុំពណ៌មិនហាប់មួយ ។ ដុំក្រូម៉ាទីននីមួយៗ ច្រើនមិនសូវរាសស្មើ ហើយមានទំហំធំ នៅក្នុងស្តីហ្គូងមិនពេញវ័យ ។ ស្តីហ្គូង មិនពេញវ័យច្រើនច្រឡំជាមួយទំរង់នេះដែររបស់ប្លាស្មូដូមម៉ាឡារីយ៉ា ។



ហ្គាម៉េតូស៊ីត (j) របស់វីរ៉ាក់ជាទូទៅធំជាងប្រភេទផ្សេងទៀត ។ ទំរង់ពេញវ័យ ជាទូទៅធំមួល ចំនុចពណ៌តូចហើយនៅរាយពាសពេញស៊ីតូប្លាស្តដែលគ្មានវ៉ាកុយអូល ។ ដុំក្រូម៉ាទីនហាប់ហើយអាច ឬមិនអាចកំណត់បានច្បាស់ ។ មានការលំបាកក្នុងការបែងចែករវាងហ្គាម៉េតូស៊ីត ជាពិសេស ទំរង់មិនពេញវ័យជាមួយត្រូហ្គូសូអ៊ីតពេញវ័យ ។

បំពាក់ពណ៌គ្លាសណាមដើម្បីរកវាវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់

គេផ្តល់អនុសាសន៍អោយប្រើពណ៌ Giemsa ក្នុងការបំពាក់ពណ៌ ហើយវាមានរបៀបបំពាក់ពណ៌ដែលគួរអោយជឿជាក់សំរាប់ គ្លាសណាមក្រាស់និងស្លើង ក្នុងការបង្ហាញប្រាក់ស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់ ។ វាមានជាទឹកស្អុយស្អុយ ឬជាម្សៅដែលគេរៀបចំសំរាប់ ជំនួញ ។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយហេតុថាគុណភាពរបស់វាអាចខុសគ្នា គេគួរតែទទួលវាពីអ្នកផលិតដែលមានឈ្មោះល្បី ហើយជំនាន់ នីមួយៗនៃពណ៌ដែលបានផលិតហើយ គួរតែត្រូវវាយតម្លៃមុន និងប្រើសំរាប់បំពាក់ពណ៌កញ្ចក់ឈាមក្នុងចំនួន មួយដើម្បីច្រើន ។ ព័ត៌មានច្រើនទៀតអំពីពណ៌និងការរៀបចំសូលុយស្យុងរក្សា លំនឹងអាស៊ីត និងរបៀបបំពាក់ពណ៌ ត្រូវបានផ្តល់អោយនៅក្នុង ការបោះពុម្ពផ្សាយបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុង

វេជ្ជសាស្ត្រប្រាក់ស៊ីតសាស្ត្ររបស់ WHO (ចូរមើលផ្នែក " អានបន្ថែម ទៀត ") ។

ការលាយសូលុយស្យុង ពណ៌ Giemsa ទុកម្រើ

រូបមន្តពណ៌ Giemsa: ម្សៅ Giemsa 3.8ក្រ មេតាណុល 250ម.ល គ្លីសេរ៉ុល 250ម.ល ។

ការរៀបចំពណ៌ Giemsa

1. ដាក់គ្រាប់អង្កាក់កែវ 50គ្រាប់ទៅក្នុងដបងងឹតមួយ ។ បើសិនជា មិនមានដបងងឹត ចូរប្រើកែវថ្នាំ ស្ងួត ស្អាតមិនមានជាតិគីមី ឬដប ប៊ូលីអេទីឡែនដែលមានទំហំសមស្រប ។ ចាក់មេតាណុលដែល វាល្អរួចហើយទៅក្នុងកែវ ហើយថែមម្សៅពណ៌ ។

- 2. ចុកដបអោយជិតណែន។ ទុកអោយម្សៅពណ៌លេចចុះដោយយឺតៗទៅក្នុងមេតាណុលរហូតដល់បាតដប។ ក្រឡុកដបដោយចលនាជារង្វង់រយៈពេលប្រហែល 2-3នាទី។
- 3. បន្ថែមគ្លីសេរ៉ុលដែលវាល់រួចហើយ រួចធ្វើការក្រឡុកសាជាថ្មី។ បន្តក្រឡុកដប 2-3នាទី ក្នុងរវាងកន្លះម៉ោងម្តង យ៉ាងហោចណាស់ អោយបាន 6 ដង។
- 4. ទុកដបចោលរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ ក្រឡុកវា 3-4 ដងក្នុងថ្ងៃ រហូតដល់ពណ៌ចូលគ្នាស្មើសាច់ល្អ។ នេះជាសូលុយស្យុង ស្តុកទុក។ ដាក់សូលុយស្យុងនេះខ្លះក្នុងដបតូច សំរាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរោគនៃសូលុយស្យុង។

រាល់ការលាយថ្មីម្តងៗនៃសូលុយស្យុងសំរាប់ស្តុកនេះ គួរតែដាក់ស្លាកសញ្ញាអោយបានត្រឹមត្រូវរួមមានថ្ងៃខែដែលលាយនិងធ្វើតេស្តកំហាប់របស់វា និងរយៈពេលបំពាក់ពណ៌។ ជានិច្ចជាកាល ចុកដបអោយជិត ទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ឆ្ងាយពីពន្លឺផ្ទាល់របស់ព្រះអាទិត្យ។ បើដបត្រូវគ្របវាដោយក្រដាសងងឹតក្រាស់ ដើម្បីកុំអោយត្រូវពន្លឺ។

បច្ចេកទេសបំពាក់ពណ៌ Giemsa - ប្រេប្រងុនទេវ

ល្អបំផុតដើម្បីបំពាក់ពណ៌អោយបានល្អ ភ្នាសឈាមក្រាស់ និងស្លើងគួរធ្វើឡើងនៅលើកញ្ចក់ដាច់ដោយឡែក។ ការនេះជាញឹកញាប់មិនអាចធ្វើទៅបាន ហើយជាទូទៅភ្នាសឈាមក្រាស់ និងស្លើងធ្វើឡើងនៅលើកញ្ចក់តែមួយ។ នៅពេលដែលគេធ្វើដូច្នេះគុណភាពនៃការបំពាក់ពណ៌លើភ្នាសក្រាស់ គឺសំខាន់ជាចំបង។ ទុកអោយភ្នាសឈាមក្រាស់ស្ងួតនៅលើទំរាប់ស្នើការពារកុំអោយរុយរោម ធ្ងន់និងកំដៅក្តៅខ្លាំង។ វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវកត់សំគាល់ថា នៅក្នុងប្រទេសអាកាសធាតុត្រូពិក ការឡើងពណ៌ដោយខ្លួនឯងអាចនឹងកើតមានឡើង។ នេះគឺជាដំណើរការមួយដែលភ្នាសឈាមបន្តិចម្តងៗ លើបពណ៌តាមរយៈការប៉ះនឹងបរិយាកាស។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រូពិក ដំណើរការនេះក្លាយទៅជាឈានមុខជាមួយនិងភ្នាសឈាមដែលរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលទុកភ្នាសឈាមក្រាស់សំរាប់បំពាក់ពណ៌នៅពេលក្រោយ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវទុកវានៅកន្លែងបរិយាកាសស្ងួត។ គេអាចប្រើថ្នាំស្រូបសំណើម។

របៀបភ្ជាប់

នៅពេលដែលភ្នាសឈាមស្លើងស្ងួតហើយ ចូរភ្ជាប់វាដោយបន្ថែមមេតាណុល 2-3 តំណក់ ឬជ្រលក់វាទៅក្នុងកែវមេតាណុល ក្នុងរយៈពេល 2-3 វិនាទី។ បើអូសបន្លាយពេលភ្ជាប់ វានឹងពិបាកកំណត់រកមើល ចំណុច Schuffner និង ចង្កូរ Maurer។ ទុកអោយភ្នាសឈាមស្លើងស្ងួតដោយរហូត។ មិនត្រូវដាក់ភ្នាសឈាមក្រាស់អោយត្រូវមេតាណុល ឬ ចំហាយមេតាណុលទេ។ ប្រសិនបើមេតាណុលភ្ជាប់ភ្នាសឈាមក្រាស់មែននោះ ការលាងចេញនូវអេម៉ូក្លូប៊ីន (Dehaemoglobinization) នឹងមិនអាចធ្វើបានឡើយ

របៀបបំពាក់ពណ៌ (សំរាប់កញ្ចក់ឈាម 20 ឬច្រើនជាងនេះ)

ដាក់កញ្ចក់ឈាមនៅក្នុងស្លុក។ លាយសូលុយស្យុង Giemsa 3% ក្នុងទឹកសូលុយស្យុងរក្សាលំនឹងអាស៊ីត ឬទឹកដក ជាតិអ៊ីយ៉ុងចេញ pH 7.2 នៅក្នុងបរិមាណមួយសមស្រប ដើម្បីបំពេញស្លុក ហើយគ្របកញ្ចក់ឈាម។ បំពាក់ពណ៌រយៈពេល 30-45នាទី នៅកន្លែងមិនត្រូវពន្លឺថ្ងៃ។ ចាក់ទឹកស្អាតសន្សឹមៗទៅក្នុងស្លុកដើម្បីអោយអណ្តែតឡើងនូវគ្រិចនៅលើផ្ទៃទឹកពណ៌ដូចជាឥន្ទន្ទ។ លាងយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងទឹកស្អាត។ យកកញ្ចក់ឈាមចេញមួយម្តងៗ ហើយដាក់វាផ្តាច់នៅក្នុងចង្កើរដើម្បីអោយស្រក់ទឹកនិងស្ងួតធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយកញ្ចក់ឈាមប៉ះចង្កើរ។

លទ្ធផលនៃការបំពាក់ពណ៌

នៅលើភ្នាសឈាមក្រាស់ ផ្ទៃខាងក្រោយគួរតែស្អាត និងមិនមានកំទេចកំទី។ ស្នូលរបស់កោសិកាគួរតែមានពណ៌ស្វាយជិត ហើយមេរោគគ្រុនចាញ់គួរតែមានពណ៌ក្រហមជិត ហើយផ្ទៃកោសិកាពណ៌ផ្ទៃមេរោងស្វាយស្លេក។ នៅតាមតែមៗរបស់ភ្នាសឈាមក្រាស់កោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមមិនលាយទេ ហើយឆ្លុត Schuffner អាចនឹងលេចចេញនៅក្នុងគ្រុនចាញ់ដោយពួកប្លូស្តូដូមីរ៉ាក់ និង ប្លូស្តូដូម អូរ៉ាល់។

បច្ចេកទេសបំពាក់ពណ៌ Giemsa — ប្រេប្រងេស

នេះគឺជាវិធីដ៏ពេញចិត្ត តែប្រើពណ៌ច្រើនបន្តិចជាងរបៀបទូទៅ។

របៀបភ្ជាប់

នៅពេលដែលភ្នាសឈាមស្លើងស្ងួតហើយ ចូរភ្ជាប់វាដោយបន្ថែមមេតាណុល 2-3 តំណក់ ឬជ្រលក់វាទៅក្នុងដបមេតាណុល រយៈពេល 2-3 វិនាទី។ ដើម្បីលាងអេម៉ូក្លូប៊ីន (Dehaemoglobinization) គេមិនគួរភ្ជាប់ភ្នាសឈាមក្រាស់ទេ។ ការដាក់ភ្នាស

ឈាមអោយត្រូវមេតាណុល ឬក៏ចំហាយមេតាណុលគួរតែ ជៀសវាង។ ទុកអោយវាស្ងួតដោយរហូត។

របៀបបំពាក់ពណ៌


លាយសូលុយស្យុង Giemsa 10% នៅក្នុងទឹករក្សាលំនឹងជាតិ អាស៊ីត ឬទឹកប៊ិត pH 7.2។ ប្រសិនបើប្រើបរិមាណតិចតួច ចូរដាក់ពណ៌ 3 តំណក់ ក្នុងមួយមីលីលីត្រទឹករក្សាលំនឹងជាតិ អាស៊ីត នឹងផ្តល់អោយនូវកំហាប់សូលុយស្យុង Giemsa ត្រឹមត្រូវ។ កញ្ចក់ឈាមមួយត្រូវប្រើសូលុយស្យុងពណ៌ប្រហែល 3 ម.ល។ ចាក់ពណ៌ទៅលើកញ្ចក់ឈាមដោយថ្មមៗ ឬប្រើ ពីប៉ែត។ របៀបមួយទៀត ដាក់កញ្ចក់ឈាមផ្តាច់នៅលើចាន

បំពាក់ពណ៌ដែលផលិតគ្រុលុក ហើយពណ៌នឹងចូលទៅពីក្រោម កញ្ចក់ឈាម។ ចូរបំពាក់ពណ៌រយៈពេល 5-10 នាទី។ បង្ហូរពណ៌ចេញពីកញ្ចក់ឈាមថ្មមៗដោយបន្ថែមតំណក់ទឹកស្អាត។ ចូរកុំជ្រាវពណ៌ចេញ រួចហើយលាងវា ដែលការនេះនឹងនាំបន្ទាប់ ទុកនូវកំណក្រាមនៅលើភ្នាសឈាម។ ដាក់កញ្ចក់ឈាមបញ្ឈរ តែម្តងក្រោមនៅក្នុងចង្ហើរដាក់កញ្ចក់ឈាមដើម្បីសំរក់ទឹកនិង សំងួត។ ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយភ្នាសឈាមប៉ះ នឹងចង្ហើរ។


លទ្ធផលបំពាក់ពណ៌

លទ្ធផលដូចគ្នានឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការបំពាក់ Giemsa តាមរបៀបទូទៅដែរ។


ឆ្មាសូដូម អុម៉ាស់ នៅក្នុងគ្រាសឈាមស្តើង




គ្រូបូសូអ៊ីត: ដូចក្នុងវីរ៉ាកដែរ មេរូសូអ៊ីត លុកលុយគោលិកាក្រហមក្មេងៗ ទំរង់ចិញ្ចៀនដូចគ្នានឹងប្រភេទមេរោគគ្រុនចាញ់ផ្សេងទៀត ដែរ (a, b)។ គោលិកាក្រហមដែលឆ្លងរោគអាចមានរាងមូលតែច្រើនតែពងក្រពើដែរ ហើយអាចមាន ឬ គ្មានតែមិនរាបស្មើ (c, d)។ ចំពោះ គ្រូបូសូអ៊ីតក្មេងៗ ដុំគ្រូម៉ាទីនអាចមានទំហំធំ ហើយរាងមិនទៀងទាត់



ហើយអាចឃើញខ្លាំង Schuffner (c-e)។ គ្រូបូសូអ៊ីតដែល ចាស់ជាងច្រើនតែនៅក្នុងគោលិកាក្រហមដែលរីកបន្តិច (f) ដែលអាចមាន តែមធំឡែក (g, h)។ គ្រូបូសូអ៊ីតមិនសូវមានរាងដូចអាមីបដូចក្នុងគ្រូបូសូអ៊ីតវីរ៉ាកទេ។



ស្តីបង្កង្ក: ស្តីបង្កង្កកំពុងលូតលាស់ (i-k) និង ពេញវ័យ (l) ច្រើនតែឃើញនៅក្នុងកោសិកាពងពងក្រពើ ភាគច្រើនមានតែមមិនស្មើ (i) ។ គោលិកាក្រហមអាចរីកតែបន្តិច ។ ស្តីបង្កង្កពេញវ័យមានមេរុស្សីតូចពី៦-១២ តែជួនកាលអាចដល់ ១៨ (k, l) ។ បណ្តុំពណ៌ច្រើនឃើញនៅកណ្តាលពួកមេរុស្សីតូច ។ ខ្លែង Schuffner តែងតែមើលឃើញច្បាស់ ។



ហ្គាម៉េតូស៊ីត: ហ្គាម៉េតូស៊ីតពេញវ័យច្រើនតែនៅពេញគោលិកាក្រហម ដែលអាចមានរាងមូល ឬ ពងក្រពើ ហើយជួនកាលមានតែមមិនស្មើ (m-p) ។ ចំនុចពណ៌នៅរាយពាសពេញស៊ីតូប្លាស ឬ ចំពោះពួកហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចៗ (m, n) នៅផ្តុំគ្នានៅតែមៗរបស់សរីរៈ ។ ហ្គាម៉េតូស៊ីតរបស់ប្លាស្ទូដូម អូរ៉ាល់ ច្រើនតែពិបាកពិបាកពិបាកវិវាត់ ។ ហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចៗ (m, n) មានក្រម៉ាទីនពណ៌ផ្កាឈូក ។ ហ្គាម៉េតូស៊ីតធំៗ (o, p) មានក្រម៉ាទីនហាប់ ហើយពណ៌ ក្រហមក្រម៉ៅ ។ ខ្លែង មើលឃើញច្បាស់ក្នុងកោសិកាដែលឆ្លងរោគ ។

ប្លាស្ទូដូម អូរ៉ាល់

របាយជាសកលរបស់ប្លាស្ទូដូម អូរ៉ាល់ មានកំរិតតិចជាងរបស់ប្លាស្ទូដូមប្រភេទដទៃទៀត ។ គេឃើញវាជាទូទៅនៅអាហ្វ្រិក ត្រូពិកដែលនៅទីនោះវាកំរស់រាប់ពួកវិវាត់ ។ វាក៏មានវត្តមានផងដែរនៅពូរ៉ូហ្គីនេ (New Guinea) និង ហ្វីលីពីនដោយមានរបាយការណ៍ម្តងម្កាលពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

ដូចប្លាស្ទូដូមវិវាត់ដែរ ប្លាស្ទូដូមអូរ៉ាល់មានរយៈពេលសំងំប្រហែល 16-18 ថ្ងៃ រីឯបំបែកខ្លួនប្រហែល 50 ម៉ោង និងតំណាក់កាលស្ថិតនៅក្រៅកោសិកាឈាមក្រហម (Hypnozoite) នៅក្នុងផ្លែម ដែលអាចបង្កអោយមានការលាប់នៃជំងឺ ។ ដូចនៅក្នុងការឆ្លងរោគនៅក្នុងពួកប្លាស្ទូដូមវិវាត់ដែរ កោសិកាឈាមក្រហមបង្ហាញយ៉ាងជាក់លាក់នូវឆ្លុត Schuffner ។ ជាទូទៅវាអភិវឌ្ឍលឿនខ្លាំងជាងនៅក្នុងពួកត្រូហ្គូហ្សូស៊ីតក្មេងៗ និង

គ្រាប់ៗដូចជាមានច្រើន ។ រាល់តំណាក់កាលនៅក្នុងគ្រាប់ឈាមក្រហម ជាទូទៅវាមានវត្តមាននៅក្នុងចរន្តឈាម ។

បញ្ហារោគវិនិច្ឆ័យ:


ប្រភេទនេះ គឺជាប្រភេទដែលពិបាកនឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបំផុតដោយហេតុថារូបរាងដូចគ្នានឹងប្លាស្ទូដូម វិវាត់ ។ ឆ្លុត Schuffner គឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលគេឃើញនៅក្នុងប្លាស្ទូដូមវិវាត់ ។ កោសិកាឈាមក្រហមដែលឆ្លងរោគ រាងពងក្រពើ ឬទ្រវែងដែលគេឃើញជាទូទៅការឆ្លងរោគដោយពួកអូរ៉ាល់ គឺគេឃើញមានម្តងម្កាលនៅក្នុងការឆ្លងរោគដោយពួកវិវាត់ ។ ប្រវត្តិនៃការស្នាក់នៅនិងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជំងឺ វាមានសារៈសំខាន់សំរាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ។

របៀបបំពាក់ពណ៌ក្លាសឈាមស្តើង


1. ភ្ជាប់ក្លាសឈាមនៅក្នុងមេតាណុលក្នុងរយៈពេល 1 នាទី
2. លាងមេតាណុលចេញជាមួយនឹងទឹក
3. ប្រើពីប៉ែត រោយសូលុយស្យុងពណ៌ Field B នៅលើក្លាសឈាម (1ភាគដោយសូលុយស្យុងពណ៌ស្កុកបូក 4 ភាគដោយទឹករក្សាលំនឹងអាស៊ីត ក្នុង pH7.2) ។

4. បន្ថែមភ្លាមៗនូវបរិមាណដូចគ្នានៃសូលុយស្យុងពណ៌ Field A ហើយច្របល់វាអោយសព្វដោយផ្អៀងកញ្ចក់ឈាមចុះ ឡើង ។
5. ទុកអោយវាចាប់ពណ៌រយៈពេល 1 នាទី
6. លាងពណ៌ចេញដោយទឹកស្អាត
7. ដាក់កញ្ចក់ឈាមបញ្ជូរ នៅក្នុងឆ្នើរសំរក់ទឹកដើម្បីសម្ងួតដោយខ្យល់


ឆ្លាស្យូមអូរ៉ាល់ នៅក្នុងក្លាសឈាមក្រាស់




ទំរង់ចិញ្ចៀន និង ត្រហូសូអ៊ីតក្មេងៗ (a-c) របស់ឆ្លាស្យូមអូរ៉ាល់ ស្រដៀងទៅនឹងវិវាត់។ មានទំរង់ចិញ្ចៀន ដែលមានចំនុចក្រម៉ាទីន និង ស៊ីតូប្លាស្មាខ្សៅ (a-c) តែទំរង់ភាគច្រើន គឺត្រហូសូអ៊ីតក្មេងៗ ដែលមានដុំពណ៌ខ្សៅ។



មានត្រហូសូអ៊ីតក្មេងៗ ហាប់ (d) តែ ត្រហូសូអ៊ីត ដែលឃើញ (e, f) ភាគច្រើន ពេញវ័យ ហើយមានរាងដូចអាមីប។ ខ្លែង ច្រើនតែលេចចេញ ហើយមានលក្ខណៈជាពពកផ្កាយកនៅជុំវិញប៉ារ៉ាស៊ីត (d-h) ។



ស្លឹហ្សុងរបស់ឆ្លាស្យូមអូរ៉ាល់មានចំនួនតិច ហើយមានទំហំប្រហែល ឆ្លាស្យូមម៉ាឡារីយ៉ា។ ស្លឹហ្សុងមិនពេញវ័យដែលមានចំនុចពណ៌តិច ឃើញច្បាស់ (g)។ ស្លឹហ្សុងពេញវ័យមានមេរុសូអ៊ីតពី៦-១២ ចំនុចពណ៌ច្រើនតែឃើញជាដុំមួយ (h)។ ស្លឹហ្សុងពេញវ័យ ដែលមានដុំពណ៌ ហាប់ អាចព្យាករណ៍ដោយមានត្រហូសូអ៊ីតពីរ និង ស្លឹហ្សុងមិនពេញវ័យមួយ (i ព្រួញ) ។




ហ្គាម៉ាតូស៊ីតពេញវ័យ និង មិនពេញវ័យ របស់ប្រភេទដូចគ្នាអាចពិបាកក្នុងការពិបាកដាច់ពីត្រូហ្គូសូអ៊ីតពេញវ័យ ។ ជាងនេះទៀត ហ្គាម៉ាតូស៊ីត របស់ប្រភេទនេះ ដូចគ្នាទាំងទំហំ និង រូបរាងទៅនឹងវិវិវាត់ ។ ហ្គាម៉ាតូស៊ីត២រាងមូល ដែលមានចំនុចពណ៌ច្រើន និងត្រូហ្គូសូអ៊ីតមួយ (ព្រួញ) បង្ហាញអោយឃើញពីការលំបាកក្នុងការពិបាកដាច់កាលនេះ ។ គេឃើញមានត្រូហ្គូសូអ៊ីត២ (ស្នាំ) និង ហ្គាម៉ាតូស៊ីតស៊ីត២ (ឆ្លែង) (k) ហើយ មានហ្គាម៉ាតូស៊ីតតែឯងមួយ ដែលមានចំនុចពណ៌ (l) ។

ឥទ្ធិពលនៃ pH លើការបំពាក់ពណ៌ធាតុស៊ីត្រូឡូស៊ីត

រូបទាំង៤នៃធាតុស៊ីត្រូឡូស៊ីតនេះបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ pH ទៅលើការ បំពាក់ពណ៌ Giemsa របស់ប្រភេទស៊ីត្រូឡូស៊ីត និងទៅលើ អង្គធាតុឈាម ។ នៅក្នុងរូប (a) បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវពណ៌បៃតង ខ្សែរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហមនៅក្នុង pH 7.6 ។ ត្រូហ្គូសូអ៊ីតអាច មើលស្គាល់តែឆ្នុតរបស់Schuffner នៅក្នុងផ្ទៃរបស់គ្រាប់ឈាម ក្រហមគឺឃើញព្រាស់ៗ ។ នៅក្នុង pH7.4 (b) គ្រាប់ឈាមក្រហម

ដែលមានត្រូហ្គូសូអ៊ីតមានពន្លឺបៃតងខ្សែវង្សៗ ហើយឆ្នុត របស់ Schuffner នៅក្នុងផ្ទៃកោសិកាគឺពណ៌ស្លេក ហើយស្ទើរតែ មើលមិនស្គាល់ ។ នៅក្នុង pH ដែលល្អបំផុត 6.8 (c) និង 7.0 (d) កោសិកាឈាមក្រហមមានរូបរាង ពណ៌ផ្កាឈូកត្រូហ្គូសូអ៊ីតបំពាក់ ពណ៌ល្អ ហើយឆ្នុតរបស់ Schuffner ងាយមើលឃើញ ។



ការពិនិត្យក្លាស៊ីកាសឈាមស្ទើងដោយប្រើមីក្រូស៊ីតស៊ីត្រូឡូស៊ី

ការពិនិត្យក្លាស៊ីកាសឈាមស្ទើង
 ជាទូទៅគេមិនអោយពិនិត្យក្លាស៊ីកាសឈាមស្ទើងទេ ព្រោះវាប្រើពេល បីដង បើប្រៀបធៀបនឹងការពិនិត្យក្លាស៊ីកាសឈាមក្រាស់ក្នុងបរិមាណ ឈាមដូចគ្នា ។ ករណីលើកលែង គឺពេលដែលក្លាស៊ីកាសឈាមក្រាស់

ដែលមានការរៀបចំមិនបានល្អ ឬក៏នៅពេលដែលមានការចាំបាច់ ត្រូវបញ្ជាក់ពីប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីត ។

វិធីសាស្ត្រ

វាជាទូទៅនៅក្នុងចុងទី 3 (distal third) នៃក្លាស៊ីកាសឈាមដែល កោសិកា : (i) មានរបាយស្ទើរបំផុត (ii) មានតែមួយស្រទាប់ និង


(iii) មានការប្រែប្រួលរូបរាងដើមជាអប្បបរមា។ កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកមីក្រូទស្សន៍គួរតែផ្តល់នូវការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់អោយបានខ្លាំងបំផុត។ ដាក់កញ្ចក់ឈាមនៅលើមីក្រូទស្សន៍ ហើយតំរង់ Objectif x 100 ដូចមានបង្ហាញដោយអក្សរ x នៅក្នុងរូបទី១។ បន្ថែមប្រេងមួយតំណក់ទៅលើកញ្ចក់ឈាម ហើយបញ្ចុះ Objectif រហូតដល់ វាប៉ះនឹងប្រេង។ ពិនិត្យមើលភ្នាសឈាមទៅតាមលំនាំចលនាដែលបានបង្ហាញ (ក្នុងរូប១)

ការពិនិត្យភ្នាសឈាមក្រាស់


វិធីសាស្ត្រ

ជាទូទៅ គឺភ្នាសឈាមក្រាស់ដែលគេត្រូវពិនិត្យ។ បើគេបានរៀបចំបានល្អ និងបំពាក់ពណ៌មុននឹងការភ្ជាប់ដោយខ្លួនវាអាចនឹងកើតឡើង វាគួរតែមិនមានបញ្ហាក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណពី

ប្រភេទរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីតគ្រុនចាញ់ឡើយ។ ដាក់កញ្ចក់ឈាមនៅលើមីក្រូទស្សន៍ ហើយតំរង់ Objectif x 100 ដូចមាន បង្ហាញដោយអក្សរ x នៅក្នុងរូបទី២។ បន្ថែមប្រេងមួយតំណក់ទៅលើកញ្ចក់ឈាម ហើយបញ្ចុះ Objectif រហូតដល់ វាប៉ះនឹងប្រេង។ ពិនិត្យមើលភ្នាសឈាមទៅតាមលំនាំចលនាដែលបានបង្ហាញ (ក្នុងរូប 1)(ក្នុងរូប 2)។ ប្រសិនបើឃើញប៉ារ៉ាស៊ីត ចូរពិនិត្យមើល 100 ប្រឡង់ទៀតមុននឹងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណប្រភេទដែលមានវត្តមាននេះ។ ការនេះអាចអោយគេរកឃើញការបង្ករោគចំរុះ។ ដើម្បីជួយដល់ការពិនិត្យ ចូរប្រើបញ្ជីរាប់ដោយដៃដើម្បីរាប់ចំនួនប្រឡង់។ កាត់ត្រាការរកឃើញនៅលើទំរង់របាយការណ៍សមស្រប។ ការរាប់ចំនួនប៉ារ៉ាស៊ីត អាចនឹងដាក់បញ្ចូលដែរ។




រូបភាព 1




រូបភាព 2


ឆ្លាស់ជ្រូមម៉ាណូរីយ៉ា នៅក្នុងភ្នាសឈាមស្តើង




ឆ្លាស់ជ្រូមម៉ាណូរីយ៉ា: មេរុំស្នូអ៊ីត លុកលុយ គោលិកាក្រហមពេញវ័យ។ ទំរង់ចិញ្ចៀនរាងធំបន្តិច ហើយក្រម៉ាទីនអាចនៅខាងៗ (a-d)។ ជួនកាលក្រម៉ាទីនអាចនៅកណ្តាលវ៉ាគុយអូល។ គេមិនសូវឃើញមានក្រម៉ាទីនពីរ និងការលុកលុយគោលិកាក្រហមដោយសិរៈលើពីមួយ (a) ឡើយ។



ត្រូហ្គូសូអ៊ីតលូតលាស់យឺត ហើយអាចឆ្លងអេក្វាទ័ររបស់គោលិកាក្រហម ដើម្បីបង្កើតបានជាទំរង់បន្តដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រភេទ នេះ (g, h) ។ ត្រូហ្គូសូអ៊ីតផ្សេងទៀតអាចបង្ហាញវាវាគុយអូលផ័ព័ទ្ធដោយស៊ីតូប្លាស្មាហាប់ និង ដុំក្រម៉ាទីនវែងបង្កើតជា រាងកន្ត្រក (f) ។ ត្រូហ្គូសូអ៊ីតពេញវ័យ មានចំនុចពណ៌ត្នោតច្រើន ហើយច្រើនតែនៅពេញគោលិកាក្រហម (d, e) ។



ស្លីហ្គូន : ស្លីហ្គូនមិនពេញវ័យ បង្ហាញពីការបំបែកក្រម៉ាទីនជាបំណែកមិនស្មើទាំងទំហំទាំងរូបរាង (i) ។ ស្លីហ្គូនពេញវ័យច្រើនតែ មានមេរុំសូអ៊ីតពី ៨-១០ (ប្រែប្រួលពី ៨-១២) ដែលតំរូវបង្ការជាមួយនៅជុំវិញដុំចំនុចពណ៌មួយ (k) ។ តែស្លីហ្គូនជាច្រើនដែល ជាទូទៅ នៅពេញគោលិកាក្រហម (j, k) អាចមានចំនុចពណ៌នៅខាងៗ (j, l) ។



ហ្គាម៉េតូស៊ីត : មានការលំបាកក្នុងការបែងចែករវាងហ្គាម៉េតូស៊ីត និង ត្រូហ្គូសូអ៊ីតពេញវ័យនៃប្រភេទនេះណាស់ ។ ហ្គាម៉េតូស៊ីតធំៗមាន (m, n) ស៊ីតូប្លាស្មាខ្សែវង់ និង ក្រម៉ាទីនតូចជាង ក្រហមជាង និង ហាប់ជាង ពួកហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចៗ ។ ស៊ីតូប្លាស្មារបស់ហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចៗ មានពណ៌ផ្កាឈូកខ្សែវង់ (p) ហើយក្រម៉ាទីនមិនហាប់ពណ៌ខ្សែវង់ផ្កាឈូក (o) ។ ពណ៌ត្នោតលេចចេញជាមួយក្រាសីលដែលនៅរាយប៉ាយ ពាសពេញស៊ីតូប្លាស្មា (m, p) ។

បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី

បញ្ជីបញ្ជីនេះមានរបាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យ និងក្បែរ ត្រួតពិនិត្យនៅលើពិភពលោក រួមមានអាហ្វិកា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងមិនទាន់ទៅនៅទ្វីបអាមេរិក។ ប្រេវ៉ាឡង់របស់វាទាបជាង យ៉ាងខ្លាំងបើធៀបនឹងបញ្ជីបញ្ជី វិវាត់ និងហ្វូលស៊ីប៊ីរ៉ូម។ បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីមានរយៈពេលសំដីរវែងពី 28 - 30 ថ្ងៃ (ប្រែប្រួលពី 23 - 69 ថ្ងៃ)។ ដូចនឹងបញ្ជីបញ្ជី ហ្វូលស៊ីប៊ីរ៉ូម ដែរ វាមានវដ្តនៃការបង្កើតស្តីបង្កើតនៅក្រៅគ្រាប់ឈាមក្រហមតែ មួយប៉ុណ្ណោះ។ ការឈឺចាប់ឡើងវិញនៃជំងឺកើតមានឡើងដោយ ការស្ថិតនៅរបស់ការបង្កើតជាមួយនឹងការមិនអាចរកឃើញ ឬ រកឃើញទាបនៃកម្រិតបញ្ជីបញ្ជីនៅក្នុងឈាម។ ការបង្កើតចំរុះ កើតមានឡើងជាញឹកញាប់ ជាពិសេសជាមួយនឹងបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី បញ្ជីបញ្ជី។ រាល់ការបង្កើតនៅក្នុងគ្រាប់ឈាមក្រហមកើតឡើង នៅក្នុងឈាមខាងៗ។ ចំនួនបញ្ជីបញ្ជីនៅក្នុងឈាមជាទូទៅទាប។ គ្រាប់ឈាមក្រហមដែលឆ្លង រោគហើយ គឺមិនរីកចំរើន ហើយមាន

ចំណុចពណ៌ផ្កាឈូកស្លេក (ចំណុចរបស់ Zieman) ដែលគេមើល ឃើញដោយកំរណស់។ វដ្តនៅក្នុងគ្រាប់ឈាមក្រហមត្រូវការ ពេល 72 ម៉ោង។

បញ្ហាពេកវិធីផ្ទុយ: ការបង្កើតដោយពួកបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី ដូចជា : មានចំនួនបញ្ជីបញ្ជីក្នុងឈាមតិចជាងពួកផ្សេងៗទៀតនៃ ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅលើមនុស្ស និងអោយមានការលំបាកក្នុងការរក អោយឃើញមេរោគ។ នៅក្នុងភ្នាសឈាមស្ទើរពួកត្រូហ្វូស៊ីត នៅក្នុងរូបរាងជាបណ្តុំ និងពួកស្តីបង្កើតរៀបរយជាប្រេវ៉ាឡង់របស់ កំណរអេម៉ូក្លូប៊ីនគឺជាលក្ខណៈសំខាន់សំរាប់រោគវិធីផ្ទុយ។ នៅក្នុង ភ្នាសក្រាស់ពួកត្រូហ្វូស៊ីតដែលពេញវ័យអាចនឹងពិបាកក្នុងការ បែងចែកពីពួកហ្គាម៉ាតូស៊ីតរបស់ប្រភេទដូចគ្នានេះ។ តំណក់កាល ដែលពិបាកបំផុតរបស់ពួកបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីនៅក្នុងភ្នាសឈាម ក្រាស់គឺស្តីបង្កើតដែលពេញរូបរាង។

វិធីសាស្ត្រក្នុងការរាប់បញ្ជីបញ្ជីនៅក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់

ជាញឹកញាប់ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកំណត់នូវដង់ស៊ីតេរបស់ បញ្ជីបញ្ជី នៅក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យព្យាបាលដឹងពី ភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺគ្រុនចាញ់ ហើយថាតើបញ្ជីបញ្ជីឆ្លើយតបនឹង ការព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច។

មានវិធីសាស្ត្រពីរដែលអាចយកប្រើដើម្បីរាប់បញ្ជីបញ្ជីគ្រុនចាញ់ នៅក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់: ការកំណត់នូវបញ្ជីបញ្ជី/មីក្រូលីត្រ(μl) របស់ឈាម និង ប្រេវ៉ាឡង់ព្យាបូក។

1. ការកំណត់បញ្ជីបញ្ជី/មីក្រូលីត្រ (μl) ឈាមគឺធ្វើឡើងដោយ រាប់ចំនួនបញ្ជីបញ្ជី ធៀបទៅនឹងចំនួនស្តង់ដាររបស់កោសិកាស/μl (8000)។ ដំបូងត្រូវពិនិត្យភ្នាសឈាមដើម្បីរកវត្តមានរបស់ បញ្ជីបញ្ជី និងកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភេទ។ ប្រើក្រដាសកត់ត្រា ដោយដៃចំនួនពីរមួយសំរាប់រាប់ចំនួនកោសិកាឈាម និង មួយទៀតសំរាប់បញ្ជីបញ្ជី ចូរធ្វើតាមរបៀបណាមួយនៃរបៀប ទាំងពីរនេះ:

(i) បើ ក្រោយពីរាប់ 200 កោសិកាឈាមស ប្រសិនបើឃើញមាន បញ្ជីបញ្ជី 10 ឬច្រើនជាងនេះ ចូរកត់ត្រាលទ្ធផលនៅក្នុងក្រដាស កត់ត្រានូវចំនួនបញ្ជីបញ្ជី/200 កោសិកាឈាមស។

(ii) បើ ក្រោយពីរាប់ 200 កោសិកាឈាមស ប្រសិនបើឃើញមាន បញ្ជីបញ្ជី 9 ឬតិចជាង បន្តរាប់រហូតដល់ 500 កោសិកាឈាមស រួចហើយកត់ត្រាចំនួននោះ/500 កោសិកាឈាមស។

ក្រោយពីវិធី (i) ឬ (ii) ចូរប្រើរូបមន្តពិជណិតងាយៗ ដោយគុណ ចំនួនបញ្ជីបញ្ជីនឹង 8000 រួចហើយចែកតួលេខនេះនឹងចំនួន កោសិកាឈាមស (200 ឬ 500)។ លទ្ធផលគឺជាចំនួន បញ្ជីបញ្ជី/μl ឈាម។ ជាការអនុវត្តធម្មតាក្នុងការរាប់ទំរង់មិន បន្តពូជរបស់បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីដែលមានវត្តមាន។ ការនេះវា សំខាន់យ៉ាងពិសេសនៅពេលតាមមើលការឆ្លើយតបរបស់ថ្នាំ សំលាប់ពួកស្តីបង្កើត ដែលមិនរំពឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើ ហ្គាម៉ាតូស៊ីតនោះ។

(ចំនួនបញ្ជីបញ្ជីដែលបានរាប់/ចំនួនកោសិកាឈាមស) x 8000 = បញ្ជីបញ្ជី/μl ឈាម

ឧទាហរណ៍:
ប្រសិនបើគេបានរាប់កោសិកាឈាមសចំនួន 200:
(50 បញ្ជីបញ្ជី x 8000/200 កោសិកាឈាមស) = 200 បញ្ជីបញ្ជី / μl ឈាម

ប្រសិនបើគេបានរាប់កោសិកាឈាមសរុប 500:
 (5 ប៉ារ៉ាស៊ីត x 8000/500 កោសិកាឈាមស) = 80
 ប៉ារ៉ាស៊ីត/ μ ឈាម


2. វិធីសាមញ្ញមួយនៃការរាប់ប៉ារ៉ាស៊ីតនៅក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់ គឺប្រើប្រព័ន្ធសញ្ជាបូក។ តែ ប្រព័ន្ធនេះគេមិនសូវជាល្អ ប៉ុន្មានទេ ហើយ គួរប្រើតែនៅពេលដែលគេមិនអាចអនុវត្តបាននូវវិធីរាប់ ប៉ារ៉ាស៊ីត/ μ ឈាម តែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធនេះ ទាក់ទងនឹងការប្រើ កូដរវាងសញ្ជាបូកមួយ និងបួន ដូចខាងក្រោម:

+ = 1 - 10 ប៉ារ៉ាស៊ីត ក្នុង100ប្រឡង់ភ្នាសឈាមក្រាស់
 ++ = 11- 100 ប៉ារ៉ាស៊ីត ក្នុង100ប្រឡង់ភ្នាសឈាមក្រាស់
 +++ = 1 - 10 ប៉ារ៉ាស៊ីត តែ1ប្រឡង់ភ្នាសឈាមក្រាស់ប៉ុណ្ណោះ
 ++++ = ប៉ារ៉ាស៊ីតលើសពី 10 តែមួយប្រឡង់ភ្នាសឈាមក្រាស់ ប៉ុណ្ណោះ
 ចូរចងចាំ: ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអោយបានត្រឹមត្រូវ និង ជឿជាក់ លើការរាប់ចំនួនប៉ារ៉ាស៊ីត ចូរប្រើកញ្ចក់ឈាមស្អាត និងធ្វើបានល្អ និងភ្នាសឈាមក្រាស់ ដែលបំពាក់ពណ៌បានល្អ។


ឡូសូដូមម៉ាណូរីយ៉ា ក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់




ទំរង់ចិញ្ចៀនមានទំហំតូច ចំនួនតិច មានចំនុចក្រហមទឹកដ៏ធំ និង មានស៊ីតូប្លាសតូច ជាទូទៅមិនមានវ៉ាក្យូលូល (a, b) ។ ទំរង់ចិញ្ចៀន អាច (a) មិនមានវ៉ាក្យូលូលពេញលេញ ប៉ុន្តែក្នុងប្រឡង់មីក្រូទស្សន៍ដែលមានត្រូវហ្វូសូអ៊ីត គេអាចឃើញមានទំរង់ចិញ្ចៀន ពេញលេញ (b) ។ ត្រូវហ្វូសូអ៊ីតតូចៗ (c) អាចមិនមានវ៉ាក្យូលូល ។ ចំនុចពណ៌កើតឡើងលឿនក្នុងពួកនេះ ហើយឃើញចេញជាគ្រាប់ខ្មៅ (b, c) ។



ត្រូវហ្វូសូអ៊ីតកំពុងលូតលាស់មាន (d, e) មានរាងប្លែកៗគ្នា។ មានត្រូវហ្វូសូអ៊ីតតូចៗ រាងមូលបី (e, ព្រួញ) ជាមួយនឹងត្រូវហ្វូសូអ៊ីតកំពុង លូតលាស់ (ស្តាំ) ។ ស្តីហ្សុងមួយ (f, ព្រួញ) មានមេរុំសូអ៊ីត៨ ហើយគេអាចមើលឃើញដុំពណ៌ហាប់មួយជាមួយនឹងត្រូវហ្វូសូអ៊ីតមូលមួយ ចំនួន និងគោលិកាសពីរ ។



គេឃើញមានស្លឹកប្រៃពេញវ័យមានមេរុក្ខស្រទាប់ (g-i) មានដុំពណ៌តូច ខ្មៅ ហាប់ នៅក្នុងស្លឹកប្រៃនិមួយៗ ។ នៅក្នុង (h) មានស្លឹកប្រៃមួយ និងត្រូហ្គូស្វីតមួយមួយ ។ ស្លឹកប្រៃមិនទាន់ពេញវ័យមួយ (i) ឃើញមាននៅក្នុងប្រឡងជាមួយគ្នានឹងស្លឹកប្រៃពេញវ័យបីទៀត (i)



គេមើលឃើញស្លឹកប្រៃពេញវ័យពីរ និង គោលិកាសមួយ (j) ។ មានហ្គាម៉េតូស៊ីតពីរ (k) ធំជាង ត្រូហ្គូស្វីតមួយ (k, ព្រួញ) ។ គេឃើញហ្គាម៉េតូស៊ីតមួយ (l, ព្រួញ) ជាមួយទំរង់ចិញ្ចៀន និង ត្រូហ្គូស្វីតកំពុងលូតលាស់ ។ ហ្គាម៉េតូស៊ីតអាចពិបាកពិបាកជាមួយត្រូហ្គូស្វីតពេញវ័យ គ្រាប់ពណ៌អាចមើលឃើញរាយនៅខាងខ្លះចំពោះហ្គាម៉េតូស៊ីត ដែលខុសពីត្រូហ្គូស្វីត ។

កំហុសឆ្គងជាទូទៅក្នុងការពាសក្លាសឈាម

កំហុសមួយចំនួនគឺមានជាទូទៅក្នុងការធ្វើក្លាសឈាម ។ ការនេះវានឹងធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ការដាក់ឈ្មោះ ការបំពាក់ពណ៌ ឬ ការពិនិត្យនិងជូនកាលវាអាចកើតមានលើសពីមួយនៃបញ្ហាទាំងនេះ ។


ដាក់ទឹកក្នុងក្លាសឈាមមិនល្អ

ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថាក្លាសឈាម ដាក់ចំកន្លែងត្រឹមត្រូវនៅលើកញ្ចក់ឈាម ។ ប្រសិនបើ វាមិនត្រូវកន្លែងវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការពិនិត្យក្លាសឈាមក្រាស់ ។ ដូចគ្នានេះដែរផ្នែកខ្លះនៃក្លាសឈាមអាចរហូតអស់នៅពេលធ្វើការបំពាក់ពណ៌និងសំងូត ។

ឈាមច្រើនជ្រុល

ក្រោយពីបំពាក់ពណ៌កញ្ចក់ឈាមដែលមានឈាមច្រើនជ្រុលផ្ទៃខាងក្រោយរបស់ក្លាសឈាមក្រាស់នឹងមានពណ៌ខៀវខ្លាំង ។ នឹងមានគ្រាប់ឈាមសច្រើនលើសលុបក្នុងមួយប្រឡងក្លាសឈាមក្រាស់ ហើយគ្រាប់ឈាមសទាំងនេះអាចបាំង ឬគ្របលើប៉ារ៉ាស៊ីត

ត្រូវចាញ់ដែលមានវត្តមាន ។ ប្រសិនបើក្លាសឈាមស្តើងវាក្រាស់ពេក កោសិកាឈាមក្រហមនឹងមកនៅគរលើគ្នា ហើយវានឹងមិនអាចអោយយើងពិនិត្យមើលវាឃើញដោយត្រឹមត្រូវឡើយ ក្រោយពីភ្ជាប់ក្លាសឈាម ។



ឈាមតិចជ្រុល


ប្រសិនបើប្រើឈាមតិចជ្រុលដើម្បីពាសក្លាសឈាម វានឹងមិនមានកោសិកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រឡងរបស់ក្លាសឈាមក្រាស់ឡើយ ហើយអ្នកនឹងមិនពិនិត្យឈាមគ្រប់គ្រាន់ នៅក្នុងការពិនិត្យជា

ស្តង់ដារនោះឡើយ ។ ភ្នាសឈាមស្ទើរអាចនឹងតូចជ្រួល ដើម្បីប្រើសំរាប់ដាក់ឈ្មោះ ។




ភ្នាសឈាមពាសនៅលើកញ្ចក់ដែលមានខ្លាញ់

ភ្នាសឈាមពាសមិនបានស្ទើរនៅលើកញ្ចក់ដែលមានខ្លាញ់ដែលធ្វើអោយការពិនិត្យមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំង ។ ភ្នាសឈាមក្រាស់ខ្លះ នឹងជ្រុះពីកញ្ចក់ នៅពេលបំពាក់ពណ៌ ។



តែមរបស់កញ្ចក់ពាស វែប

នៅពេលដែលតែមរបស់កញ្ចក់ប្រើសំរាប់ពាសវែបនោះ ភ្នាសឈាមស្ទើររាយមិនស្ទើរមានស្នាមឆ្គួតៗ និងមាន "កន្ទុយ" ជាច្រើន ។ ការពាសភ្នាសក្រាស់ ក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ដែរ ។




ការបង្ករោគចម្រុះ

ការបង្ករោគដោយប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតក្រុមចាញ់លើសពីមួយ អាចនឹងកើតមានឡើងនៅតំបន់ជាច្រើន ដែលនៅទីនោះជំងឺជាប្រចាំដោយប្រភេទពីរ ឬច្រើន ។ ការបង្ករោគទាំងនេះអាចនឹងមើលរំលងដោយអ្នកមីក្រូទស្សន៍ដោយសារមូលហេតុមួយចំនួន ។

ភ្នាសឈាមស្ទើរធំជ្រួល ភ្នាសឈាមក្រាស់នៅខុសកន្លែង

ប្រសិនបើភ្នាសស្ទើរ ធំពេក នោះភ្នាសឈាមក្រាស់នឹងនៅក្រៅកន្លែង ហើយអាចនឹងនៅក្បែកនឹងតែមរបស់កញ្ចក់ដែលវាមិនអាចមើលឃើញដោយមីក្រូទស្សន៍ ។ ក្នុងពេលបំពាក់ពណ៌ប្លង់ដូតផ្នែកនៃភ្នាសក្រាស់ប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវកោសចោលដោយចុងរបស់ស្លាកបំពាក់ពណ៌ ឬធ្វើរហាល ។ វាអាចនឹងពិបាកយ៉ាងខ្លាំង ឬក៏មិនអាចធ្វើទៅកើតក្នុងការដាក់ភ្នាសក្រាស់នៅលើទំរមីមីក្រូទស្សន៍ ដើម្បីអាចអោយគេពិនិត្យមើល ។



កំហុសឆ្គងជាទូទៅផ្សេងៗទៀត

កំហុសឆ្គងផ្សេងៗទៀតដែលកើតមានឡើងជាទូទៅក្នុងការរៀបចំភ្នាសឈាម មានដូចខាងក្រោម:


- រុយ កន្តាត ឬស្រមោចស៊ីឈាមដែលស្ងួត ហើយធ្វើអោយខូចភ្នាសឈាម
- ភ្នាសឈាមធ្វើឡើងនៅលើកញ្ចក់ឈាមដែលដាច់កោសមិនល្អ ឬនៅលើកញ្ចក់ឈាមដែលមានផ្ទៃ "កក" ឬមានពណ៌ដូចឥន្ទនូ ។
- ភ្នាសឈាមក្រាស់ទុកអោយស្ងួតមិនស្ទើរ
- ការភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯងរបស់ភ្នាសឈាមក្រាស់កើតមានឡើងនៅពេលឆ្លងកាត់ពេលវេលា ឬក៏ដាក់អោយត្រូវកំដៅរួចហើយការបំពាក់ពណ៌ក្លាយទៅជាពិបាក ឬមិនគួរជាទីពេញចិត្ត ។
- កញ្ចក់ឈាមខ្ទប់ជាមួយគ្នាមុននឹងភ្នាសឈាមក្រាស់ស្ងួតល្អរួចហើយកញ្ចក់ឈាមទាំងនេះក៏ស្អិតជាប់គ្នា ។

ប្រសិនបើគេធ្វើតែភ្នាសឈាមស្ទើរដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដូចដែលកើតឡើងនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាច្រើន ក៏វិធីរោគនៅក្នុងឈាមទាបរបស់ប្រភេទណាមួយនោះ អាចនឹងត្រូវបិទបាំងដោយប្រភេទដែលមានចំនួនច្រើនជាង ។ អ្នកមីក្រូទស្សន៍អាចនឹងឈប់ពិនិត្យ


ភ្នាសឈាមនៅពេលដែលរកឃើញបារ៉ាស៊ីតទឹកមួយ ហើយក៏កំណត់យក។ ជាទូទៅការស្រាវជ្រាវរកដែលប្រកប ដោយជោគជ័យនៃការបង្ករោគចំរុះ តាមធម្មតាត្រូវការការសិក្សាយូរនិងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាងទៅលើភ្នាសឈាមស្តើង ដែលដាក់មកដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។

ភ្នាសឈាមក្រាស់ និងស្តើងធ្វើឡើងពីអ្នកជំងឺម្នាក់ៗ នៅលើកញ្ចក់ឈាមតែមួយ។ ភ្នាសឈាមក្រាស់គួរត្រូវមើលមុន។ ការបង្ករោគចំរុះនឹងត្រូវរកឃើញយ៉ាងងាយស្រួលភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់ដោយសារតែបរិមាណឈាមច្រើនដែលបានពិនិត្យ។ អ្នកមីក្រូទស្សន៍ដែលធ្វើការពិនិត្យភ្នាសឈាមក្រាស់រៀងរាល់ថ្ងៃ គឺងាយនឹងរកឃើញកំរិតបារ៉ាស៊ីតនៅក្នុងឈាមទាប ក៏ដូចជាមានឱកាសល្អជាងក្នុងការរកឃើញតំណាក់កាលគន្លឹះនៃរោគវិនិច្ឆ័យនៃប្រភេទបារ៉ាស៊ីតទឹកមួយៗដែលមាន វត្តមាន។ នៅពេលដែលមានការសង្ស័យអំពីវត្តមាននៃប្រភេទមេរោគលើសពីមួយ ការបង្ករោគចំរុះអាចបញ្ជាក់បានដោយ ការវាយតម្លៃដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើភ្នាសឈាមស្តើង ដែលបានរៀបចំនៅលើកញ្ចក់ឈាមតែមួយ។

ការបង្ករោគចំរុះជាទូទៅគឺប្រហែលជាដោយពួកប្រូតូសូដូមហ្វាល់ស៊ីប៉ារីម ជាមួយនិងប្រូតូសូដូមរីវ៉ាក់។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយការរួមផ្សំណាមួយក៏អាចកើតមានឡើងដែរ អាស្រ័យលើតំបន់ភូមិសាស្ត្រ។ ថ្វីបើការបង្ករោគចំរុះជាមួយនិងប្រភេទប្រូតូសូដូមពីរជារឿងដែលកើតឡើងជាទូទៅក៏ដោយ តែការបង្ករោគចំរុះដោយប្រូតូសូដូមបីប្រភេទក៏សំបូរដែរ។ ការបង្ករោគចំរុះកើត មានជាទូទៅនៅលើកុមារជាងលើមនុស្សធំ។ ក៏ដូចជានៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ជំងឺគ្រុនចាញ់ផ្សេងទៀតដែរ ការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប្រភេទនៅក្នុងការបង្ករោគចំរុះ គឺអាស្រ័យលើការស្គាល់នូវគន្លឹះរោគវិនិច្ឆ័យទៅតាមតំណាក់កាលរបស់បារ៉ាស៊ីត (ឧទាហរណ៍ ស្តីប្រុង ឬ ហ្គាមេតូស៊ីតនៅក្នុងករណីខ្លះ) ឬលក្ខណៈរូបរាងរបស់បារ៉ាស៊ីត (ឧទាហរណ៍ គ្រាប់ឈាមក្រហមរីកធំ និងវត្តមានឬអវត្តមានចំណុចអុចៗ នៅក្នុងករណីខ្លះ)។ រូបចិញ្ចៀន (ពួកត្រូហ្វូហ្សូអ៊ីតក្មេងៗ) នៃប្រភេទនីមួយៗ គឺត្រូវខូចលក្ខណៈគំរូនេះនៅក្នុងភ្នាសឈាមក្រាស់ ហើយក៏រកនឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំណត់នូវប្រភេទណាស់។ រូបខាងក្រោមជួយបញ្ជាក់នូវចំណុចទាំងនេះ។












ការបង្ករោគចំរុះនៅក្នុងភ្នាសឈាមស្តើង: ហ្គាមេតូស៊ីតរបស់ប្រូតូសូដូមហ្វាល់ស៊ីប៉ារីម រាងដូចសាច់ក្រក (a) និង ត្រូហ្វូស្តូអ៊ីតក្មេងមួយ (a, ព្រួញ) របស់ប្រូតូសូដូមរីវ៉ាក់ នៅក្នុងគោលិកាក្រហម បង្ហាញនូវខ្លែង Schuffner ភ្លឺ។ ហ្គាមេតូស៊ីតរបស់ប្រូតូសូដូមហ្វាល់ស៊ីប៉ារីម ជាមួយ ត្រូហ្វូស្តូអ៊ីតពេញវ័យរបស់ប្រូតូសូដូមរីវ៉ាក់ នៅក្នុងគោលិកាក្រហមដែលរីកធំ (b)។ ស្តីប្រុងពេញវ័យរបស់ប្រូតូសូដូមរីវ៉ាក់ដែលមានមេរូស្តូអ៊ីតច្រើន និងដុំពណ៌ធំមួយនៅជ្រុងម្ខាង និងស្តីប្រុងតូចមួយរបស់ប្រូតូសូដូមម៉ាឡារីយ៉ាមានមេរូស្តូអ៊ីតតិចជាង និង ក្រាសីលពណ៌តូច (c)។ ត្រូហ្វូស្តូអ៊ីតរបស់ប្រូតូសូដូមម៉ាឡារីយ៉ារាងជាបន្ទះ នៅក្នុងគោលិកាក្រហមទំហំធំមួយ និងត្រូហ្វូស្តូអ៊ីតពេញវ័យធំជាងនេះរបស់ប្រូតូសូដូមរីវ៉ាក់នៅក្នុងគោលិកាក្រហមដែលរីកធំ បង្ហាញនូវខ្លែង Schuffner (d)។



ការបង្ករោគចំរុះនៅក្នុងក្លាសឈាមក្រាស់: ហ្គាម៉ាតូស៊ីតរបស់ប្លាស្ទូដូមហ្វាល់ស៊ីប៉ារ៉ូមបង្ហាញរូបរាងច្បាស់ (e) ជាមួយត្រូហ្វូសូអ៊ីតតូចៗ (e, ព្រួញធំ) និង ត្រូហ្វូសូអ៊ីតកំពុងលូតលាស់ (e, ព្រួញតូច) របស់ប្លាស្ទូដូមវីវ៉ាក់ នៅក្បែរគ្នា។ ស្លីហ្សុងពេញវ័យធំរបស់ប្លាស្ទូដូមវីវ៉ាក់ (f, ព្រួញធំ) បង្ហាញចំនុចពណ៌ច្បាស់ និង ស្លីហ្សុងពេញវ័យរបស់ប្លាស្ទូដូមម៉ាឡារីយ៉ាដែលតូចជាង (f, ព្រួញតូច) ។ ការបង្ករោគដោយមេរោគ ប៊ីប្រភេទ (g) ដោយមានហ្គាម៉ាតូស៊ីតរបស់ប្លាស្ទូដូមហ្វាល់ស៊ីប៉ារ៉ូម (g, ព្រួញធំខាងក្រោម) ស្លីហ្សុងរបស់ប្លាស្ទូដូមម៉ាឡារីយ៉ា (g, ព្រួញ ធំខាងលើ) និង ត្រូហ្វូសូអ៊ីតពេញវ័យពីរបស់ប្លាស្ទូដូមវីវ៉ាក់ (g, ព្រួញតូច) ។ ការបង្ករោគចំរុះរវាងប្លាស្ទូដូមវីវ៉ាក់ និងម៉ាឡារីយ៉ា ដោយមានចំនួនប៉ារ៉ាស៊ីតច្រើននៅក្នុងឈាម (h) នៅកណ្តាលប្រឡង់ មានស្លីហ្សុងពេញវ័យរបស់វីវ៉ាក់ដែលមានមេរូសូអ៊ីតច្រើន និងចំនុចពណ៌ច្បាស់ និងម៉ាឡារីយ៉ាដែលតូចជាង (h, ព្រួញតូច) ដែលនៅក្បែរនោះ ស្លីហ្សុងទីពីរបស់វីវ៉ាក់ (h, ព្រួញធំ) និង ត្រូហ្វូសូអ៊ីត របស់ប្រភេទទាំងពីរនៅពេលពេញប្រឡង់ ។

តារាងទស្សន៍


រូបដដែលនៃឯកសារជំនួយចាស់ ចានលេខ២៨ (Plate # 8)

ប្រភេទ		តំណក់កាលនៃប៉ារ៉ាស៊ីត នៅក្នុងឈាមខាងៗ		
		ត្រូហូសូអ៊ីត	ស៊ីហ្សូម	ហ្គាម៉េតូស៊ីត
ប្រភេទ	ប្រភេទ	 <p>ទំហំ: តូចទៅមធ្យម។ ចំនួន: ជាទូទៅច្រើន។ រូបរាង: ចិញ្ចៀននិងក្បៀស។ ក្រុមម៉ាទីន: ជាញឹកញាប់ចំណុចពីរ: ស៊ីតូប្លាស្ទ ស្ទើរស្ទើងទៅឆាត់។ ទំរង់ទុំ: ជួនកាលមានវត្តមាន ក្នុងជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរ ណែនទៅដោយកំណរពណ៌ជាគ្រាប់គ្រឹមៗឬជាគំនរ។</p>	 <p>ជាទូទៅនៅជាមួយទំរង់ចិញ្ចៀនក្មេងៗជាច្រើន។ ទំហំ: តូច ណែន។ ចំនួន: តិចតួច មិនជាទូទៅ មិនសម្បូរ មាននៅក្នុងជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ទំរង់ទុំ: មានមេរូបូអ៊ីត 12-30 ឬលើសពីនេះ ក្នុងមួយបណ្តុំ។ ពណ៌: ដុំខ្មៅតែមួយ។</p>	 <p>រូបរាងមិនទាន់ពេញលក្ខណៈ: ស្រួចចុង មិនសម្បូរ។ ទំរង់ទុំ (ពេញលក្ខណៈ): រាងដូចផ្លែចេក ឬមូល។ ក្រុមម៉ាទីន (ពណ៌): តែមួយកំណត់ច្បាស់លាស់។ ពណ៌: រាយប៉ាយ គគ្រឹម ដូចគ្រាប់ស្រូវ ជួនកាលមានដងខ្លួនពន្លឺវែង ពណ៌ ផ្កាឈូក។ គេអាចឃើញរូបទំរង់ស៊ីកៗ ដែលមានតែក្រុមម៉ាទីន និងកំណរពណ៌ជាញឹកញាប់។</p>
ប្រភេទ	ប្រភេទ	 <p>ទំហំ: តូចទៅធំ។ ចំនួន: តិចតួច ទៅមធ្យម។ រូបរាង: ចិញ្ចៀនបាក់ទៅរូបរាងទៀងទាត់ ទូទៅ។ ក្រុមម៉ាទីន: តែមួយម្តងម្កាត់ពីរ។ ស៊ីតូប្លាស្ទ: ស្ទើរ ឬបែកដុះ។ ទំរង់ទុំ: ណែន ដីត។ ពណ៌: រាយប៉ាយ តូចៗ</p>	 <p>ទំហំ: ធំ។ ចំនួន: តិចតួច ទៅមធ្យម។ ទំរង់ទុំ: 12-24 មេរូបូអ៊ីត ជាធម្មតា 16 នៅក្នុងបណ្តុំ មិនទៀងទាត់។ ពណ៌: ដុំខ្មោច</p>	 <p>ទំរង់មិនទាន់ពេញរូបរាងពិបាកចែកដាច់ពីត្រូហូសូអ៊ីតទុំ។ ទំរង់ទុំ: មូល ធំ។ ក្រុមម៉ាទីន: មួយ កំណត់ច្បាស់លាស់។ ពណ៌: រាយប៉ាយ តូច។ មានរូបទំរង់ស៊ីកៗ មានស៊ីតូប្លាស្ទតិចតួច ឬគ្មាន និងមានតែក្រុមម៉ាទីន និង កំណរពណ៌។</p>
ប្រភេទ	ប្រភេទ	 <p>ទំហំ: អាចតូចជាងឬ.វីវ៉ាក់។ ចំនួន: ធម្មតា មានតិចតួច។ រូបរាង: ចិញ្ចៀនទៅ រាងមូល ណែន។ ក្រុមម៉ាទីន: មួយ លយចេញ។ ស៊ីតូប្លាស្ទ: ស្ទើរគួរសមឆាត់។ ពណ៌: រាយ ប៉ាយ គគ្រឹម</p>	 <p>ទំហំ: ដូច ឬ.ម៉ាឡារីយ៉ា។ ចំនួន: តិច។ ទំរង់ ទុំ: 4- 12 មេរូបូអ៊ីត ជាទូទៅ 8 នៅក្នុងបណ្តុំ ទូលាយ។ ពណ៌: ដុំខ្មៅ។</p>	 <p>ទំរង់មិនទាន់ពេញរូបរាងពិបាកចែកដាច់ពីត្រូហូសូអ៊ីតទុំ។ ទំរង់ទុំ: មូល អាចតូចជាងវីវ៉ាក់។ ក្រុមម៉ាទីន: មួយ កំណត់ច្បាស់លាស់។ ពណ៌: រាយប៉ាយ គគ្រឹម។ មានរូបទំរង់ស៊ីកៗ និងមានតែ ក្រុមម៉ាទីន និង កំណរពណ៌។</p>


<p>ប្រូតូសូយ៉ា ម៉ាឡារីយ៉ា</p>	<p>គ្រប់ទម្រង់រូបរាងដែលគេមើលឃើញ</p>	 <p>ទម្រង់: តូច ។ ចំនួន: ជាទូទៅតិច ។ រូបរាង: ចិញ្ចៀនទៅមូលណែន ។ ក្រុមម៉ឺន: មួយធំ ស៊ីតូប្លាស្ទ: ស្មើណែន ។ ពណ៌: រាយប៉ាយ ច្រើនអនេកជាមួយនឹង ស្នាមល្បឿងៗក្នុង ទម្រង់ដែលចាស់ជាង ។</p>	 <p>ទម្រង់: តូច ណែន ។ ចំនួន: ជាទូទៅតិច ។ ទម្រង់ទុំ: 6-12 មេរ្យូសូអ៊ីត ជាទូទៅ 8 នៅក្នុងបណ្តុំទូលាយ ។ ខ្លះមើលទៅគ្មានស៊ីតូប្លាស្ទ ។ ពណ៌: ខាប់</p>	 <p>ទម្រង់មិនទាន់ពេញរូបរាង និងទម្រង់ពេញរូបរាងខ្លះ ពិបាកចែកដាច់ពីគ្រូហ្វូសូអ៊ីត ដែលពេញរូបរាង ។ ទម្រង់ទុំ: មូលណែន ។ ក្រុមម៉ឺន: មួយ កំណត់ ច្បាស់លាស់ ។ ពណ៌: រាយប៉ាយ គគ្រើម រាយនៅតាមខាងៗ ។ មានរូបទម្រង់ស៊ីកៗ និងមានតែ ក្រុមម៉ឺន និង កំណរពណ៌ ។</p>
-------------------------------	-------------------------------------	---	--	--

បាប៊ីស៊ីយ៉ូស៊ីស Babesiosis

បាប៊ីស៊ីយ៉ូស៊ីសនៅលើមនុស្ស (ពីរូប្រូតូសូយ៉ា Piroplasmosis) គឺជាជំងឺសត្វដែលជួនកាលអាចចំលងទៅមនុស្ស (គឺជា ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីសត្វ) តាមរយៈការខាំរបស់ចៃ ។ បាប៊ីស៊ីយ៉ា (*Babesia* spp.) គឺជាមេរោគដែលមានកោសិកាតែមួយ នៅក្នុងគ្រាប់ឈាមក្រហមស្ថិតក្នុងជំពូកអាពិកុមឆ្លិចសា (*Apicomplexa*) ដែលបង្ករោគលើពួកសត្វមានឆ្អឹងកងខ្លះទូទាំងពិភពលោក ។ ការបង្ករោគនៅលើមនុស្សរួមមាន *B. microti* ដែលជាបាប៊ីស៊ីតលើពួកកកេរ *B. divergens* ដែលជា បាប៊ីស៊ីតលើពួកជំពូកសត្វគោ និង *B. equi* (ដែលចាត់ថ្នាក់ជាថ្មីជា *Theileria equi*) ដែលជាបាប៊ីស៊ីតលើពួកជំពូក សត្វសេះ ។ ដូចជាគ្រុនចាញ់លើមនុស្សដែរ វាវាយលុកចូលក្នុងគ្រាប់ឈាមក្រហម ។ តែវាមិនផលិតនូវកំណរពណ៌ ឬធ្វើអោយ គ្រាប់ឈាមដែលវាចូលទៅនៅនោះរីកធំឡើយ ។ *Babesia* spp. ខុសពី *Plasmodium* spp. ត្រង់ថា វាមិនមាន វដ្តក្រៅគ្រាប់ឈាមក្រហម ស្ថិតក្នុង ឬហ្គាមេតូស៊ីសត្រូវទេ ។ ការបន្តពូជគឺធ្វើឡើងតាមរយៈ "លំអង" និងបង្កើតបានតែ មេរ្យូសូអ៊ីត 4តែប៉ុណ្ណោះ ដែលជាញឹកញាប់តំរៀបជា " សញ្ញាខ្ទេងដែលមានដៃបើកទូលាយទៅក្រៅ (Maltess Cross) (សញ្ញាព្រួញ e) ឬក៏រាយប៉ាយដោយចៃដន្យនៅក្នុងគ្រាប់ឈាមក្រហម (h) ។ ករណីនៅលើមនុស្សមានរាយការណ៍នៅទ្វីប អាស៊ី អឺរ៉ុប និង អាមេរិកខាងជើងតែមិនមាននៅអាហ្វ្រិកទេ ។ នៅខាងក្នុងគ្រាប់ឈាមក្រហម ដែលវានៅបាប៊ីស៊ីតនេះ តូច (បន្ទាត់ផ្ចិត 1- 2μm) ហើយដូចយ៉ាងខ្លាំងនឹងទម្រង់ចិញ្ចៀនរបស់ ប្លូ.ហ្វាល់ស៊ីប៊ារីម ដែលគេតែងតែមានការយល់ច្រឡំ ។ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ *Babesiosis* spp. នៅក្នុងភ្នាសឈាម ជាញឹកញាប់គឺពិបាក ។ ជាការពិតណាស់ ការបង្ករោគ ជាច្រើន ត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យខុស ដោយរោគវិនិច្ឆ័យជា *Plasmodium* spp. ជាពិសេស ជា *P. Falciparum* ។ *Babesia* spp. គឺក៏មានរាយការណ៍ណាស់នៅលើមនុស្ស ។ អ្នកជំងឺដែលបានកាត់ចោលនូវអណ្តើករបស់គេ គឺជាអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹង ជំងឺដោយមានរោគសញ្ញា ។ បង្កើនការយល់ដឹងពីជំងឺនេះ អាចនឹងបង្កើននូវការរាយការណ៍ ហើយអ្នកមីក្រូទស្សន៍ គួរតែ ពេញកំអោយដឹងអំពីវត្តមានជាយថាហេតុរបស់ជំងឺនេះ ។



គោលិកាក្រហមដែលឆ្លងរោគពូក *B. microti* (a-d) : ទំរង់ចិញ្ចៀនតូចៗ ដែលអាចច្រឡំជាមួយទំរង់ចិញ្ចៀនឆ្លារៗរបស់ហ្គាស់ស៊ីប៊ីរ៉ូម គឺជា លក្ខណៈសំគាល់នៃការបង្ករោគនេះ។ គេឧស្សាហ៍ឃើញ *Babesia* មានរូបរាងខុសៗគ្នាជាច្រើន ហើយការឆ្លងគោលិកាក្រហម ច្រើន ក៏ឧស្សាហ៍ឃើញដែរ។ អាចមានជាការបង្កើតទំរង់ភ្លោះបួន (Tetrad formation) តែមិនសូវសំបូរដូចក្នុងប្រភេទ *Babesia* ផ្សេងទៀត ដែល កើតលើមនុស្សឡើយ។ ចូរសំគាល់ថាតើទំរង់សរីរៈប្រែប្រួលយ៉ាងណា (a-c) ជាពិសេស ទំរង់ចិញ្ចៀនតូចៗ (d) ដែលឃើញ នៅក្នុង គោលិកាក្រហមមួយចំនួន ដោយប្រើកំលាំងពង្រីកតូច។ គេក៏ឃើញសរីរៈបួន នៅក្នុងគោលិកាក្រហមមួយ តែមិនមែនជាទំរង់ភ្លោះបួនពិត ប្រាកដទេ (d) ។



ទំរង់ភ្លោះបួនរបស់ *Theileria equi* (ពីមុនហៅថា *Babesia equi*) មាននៅក្នុងកញ្ចក់ឈាមមនុស្ស (e, f) ទំរង់ផ្សេងទៀតរបស់ ប៉ារ៉ាស៊ីតឃើញមាននៅក្នុងគោលិកាក្រហមផ្សេងទៀតដែលឆ្លងរោគ។ ប្រភេទ មួយដែលគេមិនអាចពណ៌នាបាន មកពីកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក បង្ហាញទំរង់ភ្លោះបួននៅក្នុងគោលិកាក្រហមពីរ(g) ។ សរីរៈដែលមានរាងដូចផ្លែព័រ នៅក្នុងគោលិកាក្រហមមួយចំនួន របស់កញ្ចក់ឈាមមនុស្ស មានរូបរាងស្រដៀងនឹងពូក *Babesia dicergens* ។

សំរាប់ គណនី និងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

ការរៀបចំ

កញ្ចប់ឈាម សំរាប់រៀបចំភ្នាក់ងារឈាមត្រូវតែសំអាតយ៉ាងម៉ត់ចត់ ហើយមិនមានជាតិខ្លាញ់ និង ដុះផ្សិត ។ ភ្នាក់ងារឈាម ដែលធ្វើឡើង នៅលើកញ្ចប់ក្នុងនិងមានជាតិខ្លាញ់ អាចនឹងត្រូវជ្រះអស់ក្នុង អំឡុងពេលបំពាក់ពណ៌ ។ កញ្ចប់ដែល កោស " កក " ឬ ស្រអាប់ មិនត្រូវប្រើសំរាប់ធ្វើភ្នាក់ងារឈាមឡើយ (តែអាចប្រើសំរាប់វត្ថុ បំណងដ៏ទៃទៀតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍) ។

ការសំអាត

កញ្ចប់ធុត្រូវតែត្រាំ នៅក្នុងទឹកជាមួយនិងម្សៅសាប៊ូដែលអាចទុក ចិត្តបានក្នុងរយៈពេល 30-60 នាទី ។ លាងជំរះកញ្ចប់នេះនឹង ចរន្តទឹកម៉ាស៊ីន ឬដោយដូរទឹកថ្មី 2-3 សារ ។ សំរួតកញ្ចប់ និមួយៗ ដោយប្រើក្រណាត់ស្អាត គ្មានជាតិស៊ីឡុង ។ កញ្ចប់ឈាម ដែលបានប្រើរួចពីមុនមកហើយ ត្រូវតែត្រាំក្នុងរយៈពេលយ៉ាង ហោចណាស់ 1 ម៉ោងនៅក្នុងទឹកហ្សារ៉ែល មុននឹងយកទៅលាង ។

ត្រាំកញ្ចប់ទាំងនេះនៅក្នុងទឹកម្សៅសាប៊ូក្នុងរយៈពេល 1-2 ថ្ងៃ ។ ប្រើបង់ ឬសំឡីជាតិរោមសត្វជំរះអោយអស់នូវស្នាមភ្នាក់ងារឈាម ចាស់និងប្រេងជ្រលក់ ។ ក្រោយពីសំអាតហើយ លាងជំរះកញ្ចប់ ឈាមនេះក្រោមចរន្តទឹកម៉ាស៊ីន ឬ ដោយដូរទឹកថ្មី 2-3 សារ ។ សំរួតកញ្ចប់និមួយៗដោយប្រើក្រណាត់ស្អាត គ្មានជាតិស៊ីឡុង ។


ការទុកដាក់

កញ្ចប់ដែលស្អាត (ថ្មី ឬប្រើហើយ) គួរតែរៀបចំ 1 កញ្ចប់ 10 កញ្ចប់ នៅក្នុងក្រដាសស្លើង ដោយមានរុំស្កុតឬ បិទបង់ស្អិត ។ កញ្ចប់ឈាមអាចនឹងរក្សាទុក ឬដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រអប់ដាក់ កញ្ចប់ឈាម ។ នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិក ឬក្បែរត្រូពិកកញ្ចប់ឈាម ស្អាតគួររក្សាទុកនៅក្នុងកន្លែងស្ងួត ឬនៅក្នុងទូដែលមានខ្យល់ក្តៅ ។ ប្រសិនបើទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ដែលមានភាពសើមខ្លាំង កញ្ចប់ឈាមនឹងស្លិតជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល 2-3សប្តាហ៍ក្រោយ ។


ការថែទាំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

- ត្រូវគ្របមីក្រូទស្សន៍ជានិច្ចជាកាលដោយក្រណាត់ ឬពូស្តិក នៅពេលដែលមិនប្រើវា ដើម្បីការពារវាពីធូលី ជាពិសេស នៅក្នុងអាកាសធាតុក្តៅស្ងួត ។
- ត្រូវការពារមីក្រូទស្សន៍ពីការដុះផ្សិត នៅក្នុងអាកាសធាតុ ក្តៅសើម តាមរយៈវិធីណាមួយដូចតទៅនេះ ទុកវានៅក្នុង បន្ទប់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាប់ ឬដកភាព សើមចេញ ។ ភ្ជាប់ អំពូល 15 វ៉ាត់មួយនៅក្នុងប្រអប់មីក្រូទស្សន៍ ដែលនេះជាប់ ឬភ្ជាប់អំពូល 15-25 វ៉ាត់មួយ ចំនួនដែលទុកអោយនេះជាប់ នៅក្នុងទូដោយមានទ្វារ ជិតលឹង ។
- ត្រូវសំអាតប្រេងជ្រលក់ពី Objectif រៀងរាល់ ថ្ងៃ
- ត្រូវស្រង់លេខម៉ូដែល ហើយបើអាច លេខ ឧបករណ៍ និង លេខផ្នែកផ្សេងៗ នៅពេលដែលបញ្ជាទិញ គ្រឿង បន្លាស់ ។
- មិនត្រូវដោះផ្នែកនៅខាងក្នុងសំអាតឡើយ
- កុំប្រើអាល់កុល ដើម្បីសំអាតមីក្រូទស្សន៍
- កុំសំអាតភ្នែកឆ្លុះជាមួយនិងអ្វីក្រៅពីក្រណាត់ជូតកែវឆ្លុះ
- កុំទុកនូវឡង់ទីអោយនៅចំហរ : ប្រើគំរូសមស្របដែលគេ អោយ ឬក៏បិទវានឹងបង់ ។
- កុំប្តូរឡង់ទី ឬផ្នែករបស់មីក្រូទស្សន៍
- កុំរក្សាទុកភ្នែកឆ្លុះ និង Objectif ដាច់ពីគ្នា ដោយមិនមានរុំវា និមួយៗ នៅក្នុងស្បោងបិទជិតជាមួយនិងកញ្ចប់ស៊ីលីកា មួយ ។ កញ្ចប់ស៊ីលីកាមានពណ៌ខៀវនៅពេលសកម្ម និងប្រែ ជាពណ៌ផ្កាឈូក នៅពេលដែលវាបិទទឹក វាអាចធ្វើទៅបាន ។ វាអាចធ្វើអោយមានសកម្មភាពឡើងវិញ ដោយកំដៅនិង ក្លាយជាពណ៌ខៀវម្តងទៀត នៅពេលដែលប្រតិកម្មនេះកើត មានឡើង ។
- កុំទុកមីក្រូទស្សន៍នៅក្នុងប្រអប់របស់វាក្នុងរយៈពេលយូរ ឬ កុំដឹកជញ្ជូនវាដោយគ្មានមូលខ្មៅ ។


រូបបំភ្លឺ និងអង្កេតកោសិកាឈាមនៅក្នុងគ្រួសារសឈាម




គោលិកាសនៅក្នុងកញ្ចក់ឈាម (a-d) ។ គេឧស្សាហ៍ឃើញមានពួក neutrophils (a), Eosinophil (b), Lymphocyte (កោសិកាដែល តូចជាង) និង Monocytes (c) និង Basophil (d) ពេលដែលគេពិនិត្យកញ្ចក់ឈាម ។



ពួកប្លាកែត (e, f) នៅមានសេរីភាពក្នុងចំណោមពួកគោលិកាក្រហម នៅពេលដែលប្លាកែតនិមួយៗបាំងដោយគោលិកាក្រហម (e) ឬ បើវាបង្កើតជាចង្កោម (f) វាមានលក្ខណៈដូចស្លឹកប្រុង ហើយអាចសន្និដ្ឋានច្រឡំ។ ចិញ្ចៀន កាបុត (Cabot's ring) ជាប្រភេទនៃការ ចូលគោលិកាក្រហមដែលច្រើនតែមានរាងជាចិញ្ចៀនពងក្រពើ កើតមានក្នុងជំងឺស្លេកស្លាំងមួយចំនួន ហើយគេគិតថាជាសំណល់នៃ សរសៃដែលកើតមានពេលធ្វើមីតូស ។



អង្គ Howell-jolly (i, j) ជាក្រានីលពណ៌ស្វាយ តំណាងអោយបំណែកនុយក្លេអ៊ែរ (DNA) ។ វាអាចច្រឡំជាមួយចំនុចត្រូម៉ាទីនរបស់ ប៊ីរ៉ាស៊ីត គ្រុនចាញ់។ អង្គ Pappenheimer តូចៗ មិនស្មើ មានលក្ខណៈបាស នៅក្នុងគោលិកាក្រហម អាចកើតមានជាមួយ អង្គ Howelljolly (j) ឬ ឃើញមានតែឯងនៅក្នុង គោលិកាក្រហម (k) ។ របស់ផ្សេងទៀត (l) ដែលមិនអាចសំគាល់បានអាចច្រឡំជាមួយ ប៊ីរ៉ាស៊ីតគ្រុនចាញ់ ដោយអ្នកមើលមីក្រូទស្សន៍ ដែលមិនមានពិសោធន៍ ។




ពពួកបាក់តេរី អាចឆ្លងលើកញ្ចក់ឈាម ហើយក្នុងករណីនេះ ចង្កោមនៃបាក់តេរី នៅបាំងពីលើគោលិកក្រហម (m) ។ កញ្ចក់ឈាមដែល ច្រោះមិនបានល្អពេលបំពាក់ពណ៌ អាចនៅជាប់ពណ៌ (n) ។ ចំពោះឈាមគ្រុនចាញ់ដែលទុកមិនអោយកកក្នុងសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ រយៈពេល បី-បួនម៉ោង ឬ យូរជាងនេះ ពពួកហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចៗ អាចធ្វើការបំបែក ហើយបញ្ចេញ ហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចៗ (o, ព្រួញ) ។ នៅក្នុងរូបភាព បំបែក (p) មានហ្គាម៉េតូស៊ីតតូចមួយ (មានណ្ឌូប្លូកណ្ឌូល) នៅក្បែរគោលិកក្រហមដែលឆ្លងប្លាស្ទូដូមីរីវ៉ាក់ (ឆ្លេង) ។ នៅខាងស្តាំ ឃើញមាន ស្បៀរកែតមួយ របស់ *Borrelia* នៅក្នុងករណីនៃការគ្រុនចាញ់ ។ ចូរចំណាំពីភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងហ្គាម៉េតរបស់គ្រុនចាញ់ ស្បៀរកែតវែងជាង ក្រាស់ជាង ហើយគ្មានណ្ឌូប្លូ ។

ការប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍

បណ្តុំរួមគ្នារវាងអុបសិចទិហ្វ $\times 10$ និង $\times 100$ បានផ្តល់នូវរូបភាព ពង្រីកសរុប $\times 1000$ គឺជាស្តង់ដារដែលគេប្រើនៅក្នុងមីក្រូទស្សន៍ ដែលមានភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ន។ មីក្រូទស្សន៍អាចមាន អុបសិចទិហ្វតែមួយ (Monocular) ឬអុបសិចទិហ្វពីរ (Binocular) មីក្រូទស្សន៍ដែលមានអុបសិចទិហ្វពីរ មានភាពងាយស្រួលជាង និងមិនសូវមានការហត់ឆ្អើយក្នុង ពេលប្រើ ជាពិសេសក្នុងរយៈ ពេលយូរ។ គ្រប់មីក្រូទស្សន៍ទាំងអស់ត្រូវការប្រភពពន្លឺមួយដ៏ល្អ ទោះជាតាមធម្មជាតិ (ពន្លឺថ្ងៃ) ឬសិប្បនិម្មិត (អំពូលមីក្រូទស្សន៍ ដែលផ្តល់ថាមពល ដោយចរន្តអគ្គិសនី ថ្ម ឬម៉ាស៊ីនភ្លើង)។ មីក្រូទស្សន៍ដែលទំនើបភាគច្រើនមានអំពូលភ្ជាប់នឹងមីក្រូទស្សន៍ នោះតែម្តង។ មីក្រូទស្សន៍ខ្លះមានអំពូលផ្សេងដែលអាចជំនួសបាន ដោយកញ្ចក់ឆ្លុះ។ អំពូលមីក្រូទស្សន៍ត្រូវតែមានតម្រង "ពន្លឺ ពេលថ្ងៃ" ពណ៌ខៀវមួយ ដើម្បីបំបែកពន្លឺអំពូលអគ្គិសនីដែលមាន "ពណ៌លឿង" អោយទៅជា "ពណ៌ស" ដែលជាពន្លឺធម្មជាតិ។ តម្រងពន្លឺពេលថ្ងៃ ក៏ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ បន្ថយជាអតិបរិមាសរូប ភាពខុសគ្នា ចំពោះពណ៌ របស់វាស៊ីតគ្រុនចាញ់ដែលបំពាក់រួច ហើយ នៅក្នុងភ្នាសឈាមដែលវានឹងធ្វើអោយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ កាន់តែ ងាយស្រួល។ លទ្ធភាពក្នុងការត្រួតត្រាកំរិតរបស់ប្រភព ពន្លឺគឺជាការសំខាន់សំរាប់ការមើលមីក្រូទស្សន៍បានល្អ ហើយភាគ ច្រើននៃអំពូលរបស់មីក្រូទស្សន៍មានប្រដាប់សំរួលតំរូវពន្លឺ។ គ្រប់ មីក្រូទស្សន៍ទាំងអស់មានបំពាក់រួមគ្នាដោយកុងដង់សាទ័រ ក្រោម ថាសប្លាទីននិងដ្យាប្រាមអ៊ុរីសសំរាប់បើកអោយពន្លឺចូលច្រើន រឺ តិច ដែលអាចអោយយើងកំរិតបាននូវពន្លឺជាអតិបរិមា។ នៅពេល ដែលគេប្រើកញ្ចក់ឆ្លុះជាមួយនឹងពន្លឺ សិប្បនិម្មិត គេគួរប្រើកញ្ចក់ ដែលមានផ្ទៃរាបស្មើ។ នៅពេលពន្លឺថ្ងៃគឺជាប្រភពនៃពន្លឺ គេគួរប្រើ កញ្ចក់ផត ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកុងដង់សាទ័រដែលនៅខាងក្រោម ថាសប្លាទីនទេ។

ដើម្បីតម្លើងមីក្រូទស្សន៍ ត្រូវបើកអំពូល ឬមុំកញ្ចក់ដើម្បីបញ្ជាំង ពន្លឺ។ លើកកុងដង់សាទ័រក្រោមថាសប្លាទីនឡើងអោយដល់ជំហរ

ខ្ពស់បំផុតរបស់វានិងបើកដ្យាប្រាមអ៊ុរីសរហូតដល់ ២/៣នៃកំរិត អតិបរិមារបស់វា។ យកអុបសិចទិហ្វមួយចេញ ហើយមើលតាម បំពង់របស់វា។ ប្រសិនបើចាំបាច់ ត្រូវតំរូវកុងដង់សាទ័រ រឺ អំពូល រឺមួយក៏កុងដង់សាទ័រ រឺកញ្ចក់ឆ្លុះ ដើម្បីអោយបានពន្លឺច្បាស់បំផុត នៅចំកណ្តាលនៃកុងដង់សាទ័រ (Condensator)។ ផ្លាស់ប្តូរ អុបសិចទិហ្វ។ លើកអុបសិចទិហ្វ អោយផុតពីថាសទំរង់សំរាប់ដាក់ កញ្ចក់ឈាម។ ដាក់ Immersion oil មួយតំណក់ទៅលើតែមួយ របស់ភ្នាសឈាមស្ទើង។ នៅក្នុងប្រទេសខ្លះ គេប្រើប្រេង Anisole ជាមួយអុបសិចទិហ្វ Immersion oil។ ផលិតផលនេះមាននិមិត្តស្នា ចំណាំងដូចគ្នានឹង Immersion oil ដែរ។ ដាក់កញ្ចក់ ឈាមទៅលើ ថាសទំរង់របស់មីក្រូទស្សន៍ សំរួត អុបសិចទិហ្វចុះដោយប្រដាប់មូល តំរូវរហូតដល់វាប៉ះល្អមនឹងប្រេង Immersion។ ឥឡូវនេះកញ្ចក់ ឈាមរៀបចំរួចស្រេចហើយដើម្បីពិនិត្យ។ ទាញយកប្រឡង់ មីក្រូទស្សន៍មកដាក់អោយចំកន្លែងពិនិត្យ ដោយប្រើប្រដាប់មូល តំរូវរូបភាព (Fine adjustment) យឺតៗ។ តំរូវពន្លឺអោយត្រូវនឹង កំរិតច្បាស់ល្អ ប្រើប្រាស់វិធីដូចគ្នាដើម្បីពិនិត្យភ្នាសឈាមក្រាស់។ នៅក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការងារមួយរ័ត្នៗ គេត្រូវសំអាត អុបសិចទិហ្វ Immersion oil អោយបានស្អាតត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើ គេប្រើ Anisole វានឹងហើរពីភ្នាសឈាមក្រោយពីទុកមួយរយៈ ពេលមក ដូចនេះភ្នាសឈាមមិនចាំបាច់សំអាតទេ ហើយវាមាន ឱកាសនឹងខូចខាតតិចតួចណាស់។ ប្រើប្រេង Anisole មានន័យថា អុបសិចទិហ្វក៏មិនចាំបាច់សំអាតដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត គេត្រូវជូត សំអាតប្រេង Immersion ចេញពីអុបសិចទិហ្វដោយផ្ទុះដោយ ប្រើក្រដាសជូតអុបសិចទិហ្វ ដែលធ្វើមតិចៗដោយស៊ីឡែន។ ប្រសិនបើគេត្រូវរក្សាទុកកញ្ចក់ភ្នាសឈាម ដែលពិនិត្យរួចហើយ គេត្រូវត្រាំវានៅក្នុង ស៊ីឡែន រួចជូតអោយស្ងួតយ៉ាងប្រយ័ត្ន ប្រយ័ត្នដោយក្រណាត់និងដាក់នៅក្នុងប្រអប់រក្សាទុក។



ផ្នែកនៃសមាសភាគសំខាន់ៗរបស់វិទ្យុគ្រួសារ

- 1. បំពង់ចំបង (Main tube)
- 2. តួបំពង់ដែលខាងក្នុងមានព្រិស } ក្បាលឈ្មោក
- [Body tube (prism)]
- 3. ថាសបង្វិលសំរាប់ប្តូរអុបសិចទិហ្វ
- (Revolving nosepiece)
- 4. អុបសិចទិហ្វ (Objective)
- 5. ថាសទំរំសំរាប់ទប់និងទ្រកញ្ចក់ឈាម
- [stage (mechanical stage)]
- 6. កុងដង់សាទ័រក្រោមថាសប្តូរទិសនិងដ្យាប្រាមអ៊ុរីស សំរាប់បើកអោយពន្លឺចូលច្រើនវិធី
- (Substage condenser with iris diaphragm)
- 7. កញ្ចក់ (Mirror)
- 8. បាតក្រោម (ជើង)
- 9. អូតុយលែ
- 10. ដៃយូរ
- 11. ខ្នាតធំ សំរាប់មូលតំរូវអោយឃើញរូបភាពច្បាស់ក្នុងចំងាយឆ្ងាយ (coarse adjustment)
- 12. ខ្នាតតូច សំរាប់មូលតំរូវអោយឃើញរូបភាពច្បាស់ក្នុងចំងាយជិត (fine adjustment)

អានថែមទៀត

Atlas of human parasitology, 4th ed (អាត់ត្លាស់ ការសិក្សាពីប៉ារ៉ាស៊ីតនៅលើមនុស្ស)
Ash LR, Orihel TC.
Chicago, ASCP Press, 1997.

Parasites: a guide to laboratory procedures and identification. (ប៉ារ៉ាស៊ីត: មគ្គុទេសន៍សំរាប់វិធីសាស្ត្រ មន្ទីរពិសោធន៍ និង
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ)
Ash LR, Orihel TC.
Chicago, ASCP Press, 1991.

Basic laboratory methods in medical parasitology. (វិធីសាស្ត្រមន្ទីរពិសោធន៍ជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ)
Geneva, World Health Organization, 1991

Basic malaria microscopy. Part 1: Learner's guide (មីក្រូទស្សន៍ជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងជំងឺគ្រុនចាញ់ ។

ភាគ 1: មគ្គុទេសន៍សំរាប់សិក្ខាកាម)
Geneva, World Health Organization, 1991.

Basic malaria microscopy. Part 2 teacher's guide (មីក្រូទស្សន៍ជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងជំងឺគ្រុនចាញ់ ។

ភាគ 2: មគ្គុទេសន៍សំរាប់គ្រូ)
Geneva, World Health Organization, 1991.

Biosafety guideline for diagnostic and research laboratories working with HIV. (មគ្គុទេសន៍សំរាប់ជីវៈសុវត្ថិភាព
សំរាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការងារស្រាវជ្រាវមន្ទីរពិសោធន៍ជាមួយនឹង HIV)
Geneva, World Health Organization, 1991 (WHO AIDS Series, No. 9).
Guideline for the safe transport of infectious substances and diagnostic specimens.

Geneva, World Health Organization, 1997 (ឯកសារដែលមិនមានបោះពុម្ពផ្សាយ WHO/EMC/973 រកបាន

តាមការស្នើសុំពីនាយកដ្ឋានឃ្នាំមើលនិងឆ្លើយតបជំងឺឆ្លង អង្គការសុខភាពពិភពលោក 1211 Geneva 27, Switzerland)

Guideline on sterilization and disinfection methods effective against human immunodeficiency virus (HIV), 2nd ed.
(មគ្គុទេសន៍សំរាប់វិធីសាស្ត្ររំងាប់និងសំលាប់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹង HIV លើមនុស្ស)
Geneva, World Health Organization, 1989 (WHO AIDS series, No. 2).

Laboratory biosafety manual, 2nd ed. (សៀវភៅជីវៈសុវត្ថិភាពក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍)
Geneva, World Health Organization, 1993.

Diagnosis of malaria. (រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់)
Lopez-Antunàno FJ, Schmunis G, eds.
Washington, DC, Pan American Health Organization, 1990 (PAHO Scientific Publications, No. 512).

Preventing HIV transmission in health facilities. (ការពារការចំលង HIV នៅក្នុងអាគារសុខាភិបាល)
Geneva, World Health Organization, 1995 (ឯកសារដែលមិនមានបោះពុម្ពផ្សាយ GPA/TCO/HCS/95. 16; រកបាន

តាមការស្នើសុំពីការិយាល័យ HIV/AIDS and Sexually Transmitted Diseases, អង្គការសុខភាពពិភពលោក 1211 Geneva 27, Switzerland)

Safety in health care laboratories. (សុវត្ថិភាពនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍)
Geneva, World Health Organization, 1997 (ឯកសារដែលមិនមានបោះពុម្ពផ្សាយ WHO/LAB/97.1; រកបាន

តាមការស្នើសុំពីនាយកដ្ឋានរូបភាព និងបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ អង្គការសុខភាពពិភពលោក 1211 Geneva 27, Switzerland).

Malaria: principle and practice of malariology. Vol. 1. Vol. 2. (ជំងឺគ្រុនចាញ់: គោលការណ៍ និងការអនុវត្ត
ការសិក្សាពីជំងឺគ្រុនចាញ់ ។ វគ្គ 1 ។ វគ្គ 2 ។
Wernsdorfer WH, McGrog I, eds.
Edinburgh, Churchill Livingstone, 1988.

ឯកសារជំនួយ សំរាប់រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់

ឯកសារជំនួយទាំងនេះ - ដែលតំណាងអោយការកែសំរួលទាំងស្រុងនៃឯកសារឆ្នាំ 1988 - គឺមានបំណង ប្រើជាមគ្គុទេសក៍សំរាប់អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍ និងក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅមូលដ្ឋាន នៅក្នុងប្រទេសដែលមានអត្រាជំងឺខ្ពស់ជាប្រចាំ និងជាឯកសារជំនួយសំរាប់ការបង្រៀន សំរាប់និស្សិតនិងសិក្ខាកាម ។ ឯកសារនេះផ្តល់នូវការណែនាំលើការរៀបចំភ្នាក់ងារយោមក្រាស់ និងស្តើង និងការងារលំអិតជាច្រើននៃបច្ចេកទេសបំពាក់ពណ៌ ។ វត្ថុជីវិតនៃប្រព័ន្ធជីវិតគ្រុនចាញ់បានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ ។ រូបពណ៌បង្ហាញ ដែលមាននៅក្នុងការបោះពុម្ពលើកដំបូង ត្រូវជំនួសដោយរូបភាពពីមីក្រូទស្សន៍ដ៏ច្រើនអនេក ដែលរួមជាមួយអត្ថបទអមបានផ្តល់នូវតំណាងកាន់តែច្បាស់លាស់នៃតំណាក់កាលផ្សេងៗ នៃវត្ថុជីវិតរបស់ប្រព័ន្ធជីវិតគ្រុនចាញ់នៅលើមនុស្ស ។ គេក៏មានបន្ថែមផងដែរអំពីមគ្គុទេសក៍ណែនាំលើការចាត់ចែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃគំរូឈាមសំរាប់វិភាគ ។

ឯកសារជំនួយទាំងនេះផលិតឡើងទំរង់ប្រព័ន្ធជីវិតគ្រុនចាញ់ដែលមានភាពរឹងមាំ និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើនៅតាមមូលដ្ឋាន និងនៅលើបង់រស់បន្ទប់ពិសោធន៍ ។ គេផ្តល់អនុសាសន៍អោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ រាល់ថ្ងៃប្រើឯកសារជំនួយទាំងនេះ ។

ឯកសារជំនួយ
សំរាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
ជំងឺគ្រុនចាញ់

ឯកសារជំនួយនេះ ដែលតំណាងអោយការកែតម្រូវទាំងស្រុងលើច្បាប់បោះពុម្ព៖ ឆ្នាំ ១៩៩៨ មានបំណងធ្វើជាមគ្គុទេសក៍មន្ទីរពិសោធន៍ និងសំរាប់អ្នកធ្វើការតាមមូលដ្ឋាននៅប្រទេស ដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ ជាប្រចាំផង និងជាជំនួយក្នុងការបង្រៀនដល់និស្សិត និងអ្នករៀនផង ។ វាផ្តល់នូវមគ្គុទេសក៍ក្នុងការរៀបចំភ្នាក់ងារយោមក្រាស់ និងស្តើង និងនិយាយលំអិតពីបច្ចេកទេសបំពាក់ពណ៌ ។ វដ្តជីវិតរបស់ប្រជាជនគ្រុនចាញ់ត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ ។ រូបពណ៌ដែលមានក្នុងច្បាប់បោះពុម្ពលើកមុន ត្រូវបានជំនួសដោយរូបថតជាច្រើន ដែលផ្តល់នូវភាពតំណាងត្រឹមត្រូវជាងមុន ពីដំណាក់កាលផ្សេងៗ នៃវដ្តជីវិតរបស់ពួកគ្នាស្នូដូមទាំង ៤ ប្រភេទ ដែលនាំអោយវត្តិភាគយោមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរ ។

ឯកសារជំនួយ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាប្លាស្ទិក មិនជ្រាបទឹក ដែលធន់ និងងាយស្រួលប្រើនៅ តាមមូលដ្ឋាន និងលើបង់មន្ទីរពិសោធន៍ ។ វាក៏ត្រូវបានប្រើដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ ។